

5. Szavatosság

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013/V. törvény alapján a forgalmazót/gyártót kellék, illetve termék szavatossági kötelezettség terheli, hogy a vásárlás időpontjában a termék nem gyártási hibás, megfelel a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek és rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A szavatossági igény a vásárlás időpontjától számított két év alatt érvényesíthető.

Kellékszavatossági igény esetén a vásárlást követő hat hónapon belüli meghibásodás esetén vélelmezhető, hogy a termék már a kiszolgálás pillanatában hibás volt. Ennek ellenkezőjét a forgalmazónak/gyártónak kell bizonyítania. A hetedik hónaptól kezdve a vásárlás pillanatában meg lévő termékhibát a fogyasztónak kell bizonyítania. Kellékszavatossági igényét a vásárlás helyén jelentheti be.

Termékszavatossági igénnyel közvetlenül a gyártóhoz vagy a nagykereskedelmi forgalmazóhoz fordulhat. Termékszavatossági igény esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék már a vásárlás időpontjában hibás volt.

Szavatossági igényét a vásárlást igazoló számla vagy nyugta bemutatása mellett érvényesítheti.

Tájékoztatjuk, hogy ha panaszát nem tudja személyesen intézni, akkor a meghibásodott termék forgalmazóhoz történő eljuttatásának költsége Önt terheli

A minőségi kifogás ügyintézésére vonatkozik a fogyasztóvédelemről szóló 1997/CLV. törvény és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.(IV. 29.) NGM rendelet.

Amennyiben nem ért egyet minőségi kifogásának intézésével, panaszával a forgalmazó székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, illetve a kamarák mellett működő békéltető testülethez fordulhat.



Management
System
ISO 9001:2008
Valid until
2018.12.30
www.tuv.com
TD 01002009

REHAB Zrt.

2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88
Fax: 06-1/239-4330

A **MEDORT** csoport tagja.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

B-4394

Állítható magasságú hónaljmankó



1. Felhasználási terület

A B-4394 típusú hónaljmankó az előírásoknak megfelelő méretbeállítással használható. Az alsó végtag betegsége, vagy csonkolása esetén olyan személyek részére javasolt a használata, akiknek alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint járásbiztonsága ily módon megoldható. A hónaljmankó egyszerű állíthatási lehetőségénél fogva a rehabilitáció során szükségessé váló változtatásoknak megfelelően használható, de az ismételt beállítás (átállítás) a szakorvos, vagy gyógytornász (vagy forgalmazó) utasításait kell figyelembe venni.

2. Jellemző méretek, adatok

A termék tömege: 0,5 kg

Felhasználó max. tömege: 100 kg

Magassági méretek és állíthatósági tartomány:

I. méret: 950–1153 mm

II. méret: 1150–1353 mm

III. méret: 1350–1553 mm

Állíthatóság: 25,4 mm/fokozat

3. Használat

A hónaljmanó használatánál a szakorvos, a gyógytornász (vagy forgalmazó) utasításait kell figyelembe venni.

A hónaljmanó optimális hosszának beállítása türelmet és figyelmet igényel. Lényeges, hogy a hónaljárokba ne feküdjön bele a manó, ez azért is fontos, hogy ne nyomja a karideg fonatot, amely viszonylag rövid idő alatt károsodhat. Kerülendő a hónaljtámasz párnázása!

A kéztámaszt úgy kell rögzíteni, hogy a könyök kissé hajlított legyen, mivel a könyök nyújtásával tudunk biztosan támaszkodni. A hónaljárookban minimális súly legyen csak, igazából a tenyérre kell támaszkodni.

A hónaljmanó beállításának módja:

- A hónaljmanók magassága a lábukon található egy-egy kettős rugóscsap benyomásával, majd a két egymásba csúszó cső elmozdítása után a kívánt magassági mérethez tartozó furatba a csapot visszaengedve állítható be.
- A markolatot a manóval összeerősítő csavarkötés szárnyas anyagját lecsavarva és az átmenő csavart a helyéről kihúzva a markolat magassága állíthatóvá válik. A markolatot a kívánt magasság furataival fedésbe hozva, a csavar visszadugható és a szárnyas anyával e-helyzetben rögzíthető.

Járás technikája a következő: előre tesszük a két manót egy vonalba a két láb elé kissé terpeszbe (egyenlőszárú háromszöget zárjon be a két manó és a láb), a sérült lábat a manók mögé tesszük, azután a jó lábbal a sérült láb elé lépünk, nem mellé.

FIGYELEM!

- *A hónaljmanót sík, szilárd burkolatú járófelületen lehet használni. A járófelület oldalirányú dőlése nem haladhatja meg az 5 %-ot.*
- *A magassági méret szabályzására szolgáló bármelyik rögzítő csavar meghibásodása, törése esetén a hónaljmanót nem lehet használni. A sérült alkatrészt ki kell cserélni!*

- A markolat megrepedése, kopása, egyéb károsodása esetén a manó nem használható, az alkatrészt ki kell cserélni.
- A botvéggumit szétnyíródás, elkopás esetén ki kell cserélni! Billenés és csúszásveszély állhat fenn!
- Csak az előírt botvéggumi használható belső méret Ø22 mm!
- A hónaljmanó túlterhelése tilos, a manó elhajlásához vezet!
- A hónaljmanó használata során kerülni kell a nem rendeltetésszerű használatra utaló tevékenységet. pl.: feszegetés, ütögetés.
- A nedves, vizes, síkos, jeges úton fokozott óvatossággal kell közlekedni.

Alkatrészek beszerzése a termék vásárlási vagy kiszolgálási helyén lehetséges.

4. Karbantartás, tárolás

4.1. Tisztítás

A hónaljmanó minden része a háztartásban szokásosan használt tisztító és fertőtlenítő szerekkel tisztítható, ill. kezelhető.

4.2. Karbantartás

A hónaljmanó rendszeres karbantartást nem igényel, szükséges időnként a beállításhoz használt csavarok meghúzása, ellenőrzése javasolt.

4.3. Tárolás

A manót jellegének megfelelően függőleges helyzetben, bottartóban, vagy sarokba állítva ajánlatos tárolni.

4.4. Megsemmisítés

A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. Az elhasznált manót a fém hulladékgyűjtő helyen lehet leadni.

A Használati útmutatót a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!