

5. Szavatosság

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013/V. törvény alapján a forgalmazót/gyártót kellék, illetve termék szavatossági kötelezettség terheli, hogy a vásárlás időpontjában a termék nem gyártási hibás, megfelel a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek és rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A szavatossági igény a vásárlás időpontjától számított két év alatt érvényesíthető.

Kellékszavatossági igény esetén a vásárlást követő hat hónapon belüli meghibásodás esetén vélelmezhető, hogy a termék már a kiszolgálás pillanatában hibás volt. Ennek ellenkezőjét a forgalmazónak/gyártónak kell bizonyítania. A hetedik hónaptól kezdve a vásárlás pillanatában meg lévő termékhibát a fogyasztónak kell bizonyítania. Kellékszavatossági igényét a vásárlás helyén jelentheti be.

Termékszavatossági igénnyel közvetlenül a gyártóhoz vagy a nagykereskedelmi forgalmazóhoz fordulhat. Termékszavatossági igény esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék már a vásárlás időpontjában hibás volt.

Szavatossági igényét a vásárlást igazoló számla vagy nyugta bemutatása mellett érvényesítheti.

Tájékoztatjuk, hogy ha panaszát nem tudja személyesen intézni, akkor a meghibásodott termék forgalmazóhoz történő eljuttatásának költsége Önt terheli

A minőségi kifogás ügyintézésére vonatkozik a fogyasztóvédelemről szóló 1997/CLV. törvény és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.(IV. 29.) NGM rendelet.

Amennyiben nem ért egyet minőségi kifogásának intézésével, panaszával a forgalmazó székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, illetve a kamarák mellett működő békéltető testülethez fordulhat.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

B-4262

Állítható járókeret



A Használati útmutatót a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!

REHAB Zrt.

2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Telefon: 06-26/88-62-88

Fax: 06-1/239-4330

A **MEDORT** csoport tagja.

1. Felhasználási terület

A B-4262 járókeret, olyan személyek részére javasolt, akiknek alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint állás, és járásbiztonsága ily módon megoldható, azonban többirányú megtámasztásra is szükségük van.

2. Jellemző méretek, adatok

A felhasználó maximálisan megengedett testtömege: 100 kg.

A járókeret magassági mérete (markolat magasság) 800-900 mm között 25 mm-enként állítható.

A magassági fokozat a járókeret csövén található rugós rögzítő csap benyomásával, majd a két cső egymáshoz viszonyított elmozdítása után a kívánt furatba történő bepattintásával állíthatók be.

Fenntartjuk magunknak a változtatások jogát, amennyiben azok szükségessé válnak.

3. Használat

A járókeret használatánál a szakorvos, gyógytornász (vagy forgalmazó) utasítását kell figyelembe venni. A járókeret kültéri és beltéri használatra is alkalmas.

A járókeret magasságát sík, szilárd terepen az alábbiakban úgy állítsuk be, hogy a keretben állva a könyök kissé hajlított legyen, tenyerünkre támaszkodva viszont a könyök kiegyenesedjen, de ne nyomja fel magára a vállat.

Ajánlatos a járástanulást az alábbiak szerint kezdeni: a lépés első fázisaként előre tesszük a járókeretet féllépésnyire, majd a beteg, gyenge, fájós lábbal közlépünk úgy, hogy közben függőlegesen rátámaszkodva a keretre (tehermentesítve a fájós lábat) a jó lábbal kissé eléje lépünk.

A megfelelő tehermentesítést csak úgy érhetjük el, ha a járókeretre függőlegesen rátámaszkodunk, és a levegőben tartjuk a fájós lábat és úgy lépünk. A láb leérintése a földhöz nem számít teljes terhelésnek

4. Kezelés

4.1. *Tisztítás*

A járókeret karcolásmentes mosószeres vízzel, kicsavart puha textildarabbal lehet lemosni, majd tiszta vizes kicsavart textillel áttörölni.

A járókeret minden része a háztartásokban szokásosan használt tisztító és fertőtlenítő szerekkel tisztítható, ill. kezelhető.

Ajánlatos időnként a műanyag markolatot a rárakódó szennyeződésektől megtisztítani.

4.2. *Karbantartás*

A járókeret rendszeres karbantartást nem igényel, de a használatkor esetlegesen meglazuló csavarokat meg kell húzni! Vizes környezetben történő használat után a járókeret vázszerkezetét célszerű szárazra törölni!

FIGYELEM!

- ***A járókeret oldalirányban nem terhelhető!***
- ***A járókeret sík, szilárd burkolatú járófelületen lehet használni. A járófelület oldalirányú dőlése nem haladhatja meg az 5 %-ot.***
- A botvéggumikat elhasználódás (elnyíródás, elkopás) esetén ki kell cserélni, ellenkező esetben csúszás és billenés veszélye áll fenn.
- Csak az előírt botvéggumival használható, belső méret Ø 25 mm!
- A magassági méret szabályzására szolgáló bármelyik rögzítő csap meghibásodása esetén a járókeretet nem lehet használni! A sérült alkatrészt ki kell cserélni!

A műanyag markolat megsérülése esetén a járókeret nem használható! Csere szükséges!

Alkatrészek beszerzése a termék, vásárlási - vagy kiszolgálási helyén lehetséges.

4.3. *Tárolás*

A járókeretet jellegének megfelelően függőleges helyzetben sík padlózatra állítva kell tárolni.

4.4. *Megsemmisítés*

A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. A vázszerkezetet a fém hulladékgyűjtő helyre kell leadni.