

Szerviz egységek:

REHAB-ÉSZAK KFT.

3526 Miskolc, Blaskovics u. 3. Tel.: 06/46 508-284
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125. Tel.: 06/35 300-224
3300 Eger, Knézich u. 20. Tel.: 06/36 320-826
3900 Szerencs, Bekecsi út 10. (Rend. Int.) Tel.: 06/47 560-130

REHAB-GENERAL KFT.

1044 Bp., Reviczky utca 38. Tel.: 06/1 320-1606; Tel.: 06/20 950-4735

REHAB-HUNGARIA KFT.

6722 Szeged, Zászló ú. 4/A-B. Tel.: 06/62 553-480

PRÍMA PROTETIKA KFT.

5600 Békéscsaba, Gyulai út 35. Tel.: 06/66 441-137; Tel.: 06/20 952-2135

PROMOBIL ZRT.

1106 Budapest, Keresztúri út 4/a. Tel.: 06/1 433-7196; Tel.: 06/80 201-276

MEYRA-ORTOPÉDIA KFT.

1044 Budapest, Megyeri út 205. Tel.: 06/1 230-0593



Használati útmutató

B-4261



Állítható, összecusukható kerek járókeret



Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy a Jótállási jegy és annak minden szelvénye kitértetésre került!

1. Felhasználási terület:

A B-4261 típusú állítható, összecusukható kerek járókeret olyan személyek részére javasolt, akiknek alsó végtagjuk tehermentesítése, valamint állás, és járásbiztonsága ily módon megoldható, azonban többirányú megtámasztásra is szükségük van.

A járókeret elején lévő 2 db műanyag kerék a továbbítást és a haladást könnyíti meg, míg gumivégek a biztonságos támaszkodást segítik elő.

Fenntartjuk magunknak a változtatások jogát, amennyiben azok szükségessé válnak.

2. Jellemző méretek, adatok

A felhasználó maximálisan megengedett testtömege: 100 kg.

A két alapteretben készülő járókeret fogantyúinak magasságát 25 mm-enként lehet beállítani:

felnőtt méret esetén: 785 mm – 1050 mm -ig

gyermek méret esetén: 640 mm – 810 mm -ig

Beállítás a következőképpen történik:

A fogantyútartó csövek végeinél található műanyag forgatógombos csavarokat ki kell lazítani (kb. 20 mm), majd a fogantyúkat a megfelelő magassági méretre kell állítani. A fogantyúkat a csavarok visszacsavarásával fixen, mozgás- kotyogásmentesen kell rögzíteni. A művelet végén a csővégeket lezáró műanyag gyűrűket vissza kell tolni a helyükre.

FIGYELEM!

Amennyiben a forgatógombos csavarokat túlságosan vagy teljesen kicsavarták, a visszacsavaráskor ügyelni kell arra, hogy a fémgyűrű menetes furata és a keretcső furata fedésbe kerüljön!

3. Használat

A járókeret használatánál a szakorvos, gyógytornász (vagy forgalmazó) utasítását kell figyelembe venni. **A járókeret beltéri használatra alkalmas.**

A járókeret magasságát sík, szilárd terepen úgy kell beállítani, hogy a keretben állva, a könyökök kissé hajlítva legyenek, a tenyérre támaszkodva viszont a könyökök kiegyenesedjenek, de ne nyomják fel magasra a vállakat.

JÓTÁLLÁSI JEGY

Eladószerzőtölti ki!	
A vásárlás napja: 20.....hó.....nap (hónap betűvel) aláírás (P.H.)	
Levágandó jótállási, javítási szelvények	Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 3	Bejelentés időpontja..... 3
Típus: B-4261	Megjavítás időpontja:.....
Gyártási szám:	Bejelentett hiba:.....
Kelt:.....20.....hó.....nap	Elhárított hiba:.....
Eladó:.....	A jótállás új határideje:.....
aláírás (P.H.)	Munkalapszám:.....
	Kelt:..... 20.....hó.....nap
	Aláírás (P.H.)
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 2	Bejelentés időpontja..... 2
Típus: B-4261	Megjavítás időpontja:.....
Gyártási szám:	Bejelentett hiba:.....
Kelt:.....20.....hó.....nap	Elhárított hiba:.....
Eladó:.....	A jótállás új határideje:.....
aláírás (P.H.)	Munkalapszám:.....
	Kelt:..... 20.....hó.....nap
	Aláírás (P.H.)
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 1	Bejelentés időpontja..... 1
Típus: B-4261	Megjavítás időpontja:.....
Gyártási szám:	Bejelentett hiba:.....
Kelt:.....20.....hó.....nap	Elhárított hiba:.....
Eladó:.....	A jótállás új határideje:.....
aláírás (P.H.)	Munkalapszám:.....
	Kelt:..... 20.....hó.....nap
	Aláírás (P.H.)

A járátanulást az alábbiak szerint kell kezdeni:

a lépés első fázisaként kissé megemelve füllépésnyire előre kell tolni a kerekeken a járókeretet és meg kell támasztani a gumivéges lábakon. Majd a beteg, gyenge, fájós lábbal közé kell lépni úgy, hogy közben függőlegesen mind két kézzel a keretre kell támaszkodni (tehermentesítve a fájós lábat) és a jó lábbal kissé eléje kell lépni.

A járókeret összecsucskható a merevítő rudazat (krómozott) középső csukló részének megemelésével. A szétnyitás a merevítő rudazat kiegyenesítésével és végpontig történő lenyomásával történik

A járókeret a magassági méretének 1/10-re csukható össze.

FIGYELEM!

- **TILOS a jó végtaggal kezdeni a járát**
- **A járókeret oldalirányú terhelése TILOS!**
- **A járókeretet sík, szilárd burkolatú járófelületen lehet használni.**
- **A járófelület oldalirányú dőlése nem haladhatja meg az 5 %-ot.**
- **Soha ne fogja a markolatot, vizes, zsíros, krémes kézzel!**
- Csak az előírt botvéggumi használható belső méret Ø 22 mm.
- A botvéggumit elhasználódása (elnyíródás, elkopás) esetén ki kell cserélni, ellenkező esetben csúszás és billenés veszélye áll fenn.
- A magassági méret szabályzására szolgáló csavarok meghibásodása esetén a járókeretet nem lehet használni. A sérült, elgörbült alkatrészt ki kell cserélni!
- A műanyag markolat megsérülése esetén a járókeret nem használható! A markolat csere szükséges!
- A kerekeket külső felületük roncsolódása esetén ki kell cserélni – billenés veszély, elakadás, bukásveszély miatt.
- A rögzítő csavarok nem lötyöghetnek! Időnkénti meghúzásuk szükséges.
- A keret szétnyitásakor a merevítők rögzítő csukló szerkezete a végpontig (pattintásig) ki legyen nyitva.
Rosszul kinyitott járókeretet használni TILOS!

4. Karbantartás, tárolás

4.1. Tisztítás

A járókeret minden része a háztartásokban szokásosan használt tisztító és fertőtlenítő szerekkel tisztítható, ill. kezelhető.

Ajánlatos időnként a műanyag markolatot a ráakadó szennyeződésektől megtisztítani.

4.2. Tárolás

A járókeretet összecsucskott állapotban fektetve lehet tárolni.

4.3. Karbantartás

A járókeret rendszeres karbantartást nem igényel, de használatkor esetlegesen meglazuló csavarokat meg kell húzni!

4.4. Megsemmisítés

A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. A vázszerkezetet a fém hulladékgyűjtő helyen lehet leadni.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által átvett termékre társaságunk a jogszabályok által meghatározott jótállást vállal. A jótállási idő az átvétel napjától számított 12 hónap.

A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi, a megfelelő adatok kitöltésével és bélyegzésével.

A jótállási igény a jótállási jeggyel és a számlával a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető.

A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. A jótállás megszűnik, ha a hiba rendellenes használat, átalakítás, helytelen kezelés és tárolás, erőszakos külső behatás, szakszerűtlen beavatkozás, a meghibásodás bejelentésének elmulasztása, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.

A kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használatból eredő meghibásodások, valamint a természetes használatból eredő kopás nem tartozik a jótállás keretébe.

A terméket kijavításra átvételi elismervény ellenében kell átvenni.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka, a javítás módja, a visszaadás időpontja és a kijavítás időtartamával meghosszabbított jótállási idő.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a területileg illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, illetve a kamarák mellett működő békéltető testületekhez fordulhat.

A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

A Használati útmutatót, és a Jótállási jegyet a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevitelével vásárolta!

REHAB Zrt.

A **MEDORT** csoport tagja.



2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Telefon: 06-26/88-62-88

Fax: 06-1/239-4330