

Otto Bock[®]

QUALITY FOR LIFE

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Otto Bock Eco Buggy



Forgalmazza:

Otto Bock Hungaria Kft. 1135 Budapest, Tatai út 74.

Tel: 06 1 451 10 20 Fax: 06 1 451 10 21 + www.ottobock.hu + info@ottobock.hu

Tartalom

1. Általános tudnivalók	3
a) <i>Előszó</i>	3
b) <i>Rendeltetés</i>	3
c) <i>Alkalmazási terület</i>	3
d) <i>Felelősség</i>	3
e) <i>CE-jelzés</i>	4
f) <i>Szerviz</i>	4
2. Biztonsági tudnivalók	4
3. Kiszállítás és használatba vétel	5
4. Szállítás	6
5. Felszereltség/Opciók.....	6
6. Beállítás/Szerelési tudnivalók.....	6
7. Karbantartás, tisztítás és fertőtlenítés	7
a) <i>Karbantartás</i>	7
b) <i>Tisztítás és fertőtlenítés</i>	7
8. Műszaki adatok	8



QUALITY FOR LIFE

1. Általános tudnivalók

a) Előszó

Az Otto Bock Eco Buggy rehabilitációs gyermekkocsi megvásárlásával minőségi termék mellett döntött, amelyet sokoldalúan használhat a mindennapokban, otthon és a szabadban egyaránt. Mielőtt használatba venné a gyermekkocsit, feltétlenül olvassa el a "Kiszállítás és használatbavétel" című fejezetet, valamint a biztonsági tudnivalókat.

Fenntartjuk a műszaki változtatások jogát az ebben a műszaki leírásban szereplő kivitelhez képest.

b) Rendeltetés

Az Otto Bock Eco Buggy rehabilitációs gyermekkocsi olyan járásképtelen és járásukban korlátozott gyermekek és fiatalok számára készült, akik önállóan nem képesek kerekesszéket hajtani.

Az Otto Bock Eco Buggy rehabilitációs gyermekkocsi kizárólag a jelen használati utasításban szereplő opciókkal/tartozékokkal kombinálható és fordítva. Az más gyártótól származó gyógyászati termékekkel és/vagy alkatrészekkel való kombinációkért az Otto Bock nem vállal felelősséget.

c) Alkalmazási terület

Az Otto Bock Eco Buggy rehabilitációs gyermekkocsi használható járásképtelenség/ járáskorlátozottság stb. esetén, amely az alábbi okokra vezethető vissza:

- bénulás
- végtagvesztés (lábamputáció)
- végtagdefektus / -deformáció
- ízületi kontraktúrák/-károsodások
- egyéb megbetegedések

d) Felelősség

A gyártó kizárólag abban az esetben vállal felelősséget, ha a terméket a megadott feltételek betartásával és rendeltetésének megfelelően használják. A gyártó ajánlja, hogy a terméket szakszerűen kezeljék és karbantartását a használati utasításban foglaltak szerint végezzék. Az olyan károkért, amelyek a gyártó által nem engedélyezett alkatrészek használata miatt keletkeztek, a gyártó nem felel. Javításokat csak erre felhatalmazott szakkereskedő szakember vagy maga a gyártó végezhet.



QUALITY FOR LIFE

e) CE-jelzés

A termék mindenben megfelel a 93/42/EGK direktíva követelményeinek. A Direktúra IX. függelékében a gyógyászati termékekre vonatkozó osztályozási kategóriák alapján ezt a terméket az I. osztályba sorolták be. A megfelelőségi nyilatkozatot az Otto Bock kizárólag gyártói felelősségének tudatában, a direktíva VII. függelékének megfelelően tette.

f) Szerviz

Szervizelést és javítást Otto Bock terméken kizárólag erre felhatalmazott szakember végezhet. Probléma esetén kérjük, forduljon ahhoz a kereskedőhöz, ahol az eszközt átvette. Ott csakis eredeti Otto Bock alkatrészekkel végzik el a javítást.

2. Biztonsági tudnivalók

Használatba vétel előtt ismerkedjék meg a termék használatával és kezelésével.

- Az Eco Buggy csak egyenes és szilárd talajon használható.
- Lépcsők és szintbeli különbségek leküzdéséhez biztonsági okokból két személy szükséges.
- Lépcsőket, talaj egyenetlenségeket mindig úgy küzdjünk le, hogy a kocsit a hátsó kerekén hátrabillentjük (ha felfelé haladunk, akkor a kocsit hátrafelé húzzuk, ha lefele, akkor lassan engedjük előrefelé).
- A gyermekkocsit mindig csak a mereven összehegesztett, összecsatolt szerkezeti elemeknél emeljük meg.
 - a váz elülső része az elülső kerekek fölött
 - hátsó tengely
 - fogantyú / tartókengyel
- Az Eco Buggy használatba vétele előtt mind a két biztosító retesznek zárva kell lennie, amelyek megakadályozzák az összecsatódást.
- Az Eco Buggy használata előtt a lábtartót a helyére kell illeszteni, és be kell reteszelni, ellenkező esetben a váz elülső része elgörbülhet.
- Nehéz táska, vagy egyéb hasonló tárgyak ráakasztása ronthatja a kocsi stabilitását.
- Sose hagyja felügyelet nélkül a kocsiban a gyermeket. Akkor sem, ha hevederrel van rögzítve és a fékek be vannak húzva.

3. Kiszállítás és használatba vétel

Az eredeti csomagolásban az alábbi alkatrészeket találja:

- az összecukható buggy összecukott állapotban, illetve a lábtartó
- használati utasítás
- tartozékok rendelés szerint

Az Eco Buggy gyermekkocsit a következőképpen kell szétvenni (ábrákat a használati útmutató elején találhatja meg):

- Először is távolítsa el a csomagolásnál használt szalagokat vagy a szállítást biztosító elemeket (1. ábra).
- Fogja meg a gyermekkocsit a fogantyúnál (2. ábra) és amennyire csak lehet, nyissa szét (3. és 4. ábra).
- Zárja (reteszolja) az összecukódás elleni biztosítózárakat jobb- és baloldalon úgy, hogy a gyermekkocsit megfogja a fogantyúnál és enyhén lefelé nyomja (5. ábra).
- Bizonyosodjon meg arról, hogy mindkét biztosíték bezáródott (6. ábra).
- A villa szétvitéséhez a fogantyút (7. ábra) ütközésig nyomja be.
- A lábtartót (8. ábra) kívülről hajtsuk be és a két panelt hajtsa le.
- Két szárat a csavarok segítségével rögzítse megfelelő magasságban a vázhoz.
- A panelen lévő csapot dugja be a másik panelen lévő horonyba és a két panelt zárja össze, míg a retesz jól hallhatóan be nem kattant.
- Az Eco Buggy használatának megkezdése előtt a lábtartót gondosan reteszelni kell, mert ellenkező esetben a váz elülső része elgörbülhet.

Vigyázat balesetveszély!

Csak a megnevezett mozgó alkatrészeknél szabad megfogni a kocsit, főleg a villa nyitómechanizmusát.

A kocsit összecukásakor a következők szerint járjunk el:

- A támlát állítsa az elülső pozícióba (9. ábra).
- A lábtartó alatti zárat oldja ki (10. ábra) és a paneleket húzza szét.
- Felfelé és kifelé az első kerekek mellett hajtsa ki a lábtartót (11. ábra).
- Húzza felfelé az ülés alatti villát (12. ábra).
- A váz elülső részén lévő két biztosító reteszt nyissa ki (13. ábra).
- Végezze el ugyanazt a műveletet, amit kinyitáskor.
- A lábtartó felszerelésekor a "lábtartó magasságának beállítása" (14. ábra) szerint járjon el.

Forgalmazza:

Otto Bock Hungaria Kft

1135 Budapest, Tatai út 74. · Tel: 06 1 451 1020 · Fax: 06 1 451 1021

info@ottobock.hu · www.ottobock.hu



QUALITY FOR LIFE

4. Szállítás

Az Otto Bock Eco Buggy-t összecukott állapotban szállítsa. Összecukott rehabilitációs-eszközre soha ne tegyen nehéz tárgyakat, mert a rájuk nehezedő tárgyak esetleg deformációkat okozhatnak, a kinyitáskor ennek nyomán problémák jelentkezhetnek.

5. Felszereltség/Opciók

Valamennyi tartozékot szakembernek kell felszerelnie, amennyiben nem a gyártó szerelte volna fel.

Alapfelszereltség:

5 pontos biztonsági öv

Csomagtartó

Opció:

Abdukciós ék

Napfénytető

6. Beállítás/Szerelési tudnivalók

Kerékrögztítő (11. ábra)

A kerekek rögzítéséhez a piros reteszelő csúszkát tolja felfele. Nyitáskor nyomja lefelé.

A háttámla dőlésszögének beállítása (9. ábra)

A szárnyas anyákat lazítsa meg, a háttámla dőlésszögét állítsa be. A szárnyas anyákat húzza meg ismét.

Ha a háttámlát terhelés alatt állítja, ügyeljen arra, hogy a combjával támassza meg, és a szárnyas anyákat csak óvatosan lazítsa meg. Ha a háttámlát terhelés alatt túlságosan hátra dönti, akkor a gyermekocsi felborulhat.

A lábtartó magasságának beállítása (14. ábra)

A lábtartót a rögzítő csavarok meglazítása után 2 cm-rel felfelé vagy lefelé elmozdíthatja.

Ehhez egy csillagfejes csavarhúzó szükséges, amely azonban nem tartozéka az egységcsomagnak.

A fékek működtetése (15. ábra)

A fékezéshez a fékpedált lábbal nyomja lefelé. A fékek oldásához felfelé. A biztos fékhatás érdekében minden esetben használja mindkét féket.

Forgalmazza:

Otto Bock Hungaria Kft

1135 Budapest, Tatai út 74. · Tel: 06 1 451 1020 · Fax: 06 1 451 1021

info@ottobock.hu · www.ottobock.hu



QUALITY FOR LIFE

7. Karbantartás, tisztítás és fertőtlenítés

a) *Karbantartás*

A termék CE-jelzéssel rendelkezik. A gyártó ezennel garantálja, hogy ez a gyógyászati termék összességében megfelel a 93/42 /EGK EU direktíva rendelkezéseinek.

Minden egyes használat előtt meg kell vizsgálni a gyermekkocsi, különös tekintettel fékek működését. Ügyeljen csavarok rögzítésére.

Ha hibát észlel, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a felhatalmazott szakkereskedővel, főleg akkor, ha a gyermekkocsi menettulajdonságai megváltoznak, vagy instabillá válik. Ajánljuk továbbá, hogy 12 havonta egyszer vizsgáltsassa át az erre felhatalmazott szakkereskedővel.

A gyermekkocsi egyes alkatrészeit kis kezűgyességgel saját maga is karbantarthatja, biztosítva ezzel a zökkenőmentes használatot:

- A kerekek között gyakran gyűlik össze hajsza és piszok, amelyektől egy idő után a kerék nehezebben jár. Ügyeljen a kerekek és csapágyak tisztaságára.
- Ha a gyermekkocsit nedvesség éri, ajánlatos a használat végén szárazra dörzsölni.
- A gyermekkocsit ne használja sós vízben, és ha lehet, kerülje el, hogy homok vagy más piszok kerülhessen bele, mert megtámadhatja a kerékcsapágyakat.
- Rendszeresen ellenőrizni kell, jól meg vannak-e húzva a csavarkötések. Amennyiben valamelyik csavarkötés rendszeresen kilazul, kérjük, keresse fel az illetékes szakkereskedőt.

b) *Tisztítás és fertőtlenítés*

A párnázatot meleg vízzel és kézi mosószerrel tisztítsuk. A foltokat szivaccsal vagy puha kefével távolítsa el. Hideg vízzel át kell öblíteni és a kezelt alkatrészeket szárítsuk meg.

Ne használjon agresszív tisztítószer, oldószert, se kemény sörtéjű kefét, stb.

Az alkatrészeket mosógépbe tenni tilos. Fertőtlenítéshez vízbázisú szereket kell használni (pl. eredeti Sagrotan koncentrátumot). A gyártó használati utasításában foglalt előírásokat be kell tartani.

Fertőtlenítés előtt a párnázatot és a fogantyúkat meg kell tisztítani. A műanyag részeket, vázrészeket, valamint az alvázat és a kerekeket finom tisztítószerrel nedvesen lehet tisztítani. A végén alaposan meg kell szárítani.



QUALITY FOR LIFE

8. Műszaki adatok

Ülésmélység	30 cm
Ülésszélesség	35 cm
Háttámla-magasság	55 cm
Háttámla dőlésszöge	90°-110°
Kerékátmérő elől/hátul	16,5-20 cm
Lábszárhossz	20-34 cm
Terhelhetőség	50 kg
Súly	9 kg
Méreték összezsukva (H*M*Ma)	30*40*120 cm