

5. Szavatosság

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013/V. törvény alapján a forgalmazót/gyártót kellék, illetve termék szavatossági kötelezettség terheli, hogy a vásárlás időpontjában a termék nem gyártási hibás, megfelel a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek és rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A szavatossági igény a vásárlás időpontjától számított két év alatt érvényesíthető.

Kellékszavatossági igény esetén a vásárlást követő hat hónapon belüli meghibásodás esetén vélelmezhető, hogy a termék már a kiszolgálás pillanatában hibás volt. Ennek ellenkezőjét a forgalmazónak/gyártónak kell bizonyítania. A hetedik hónaptól kezdve a vásárlás pillanatában meg lévő termékhibát a fogyasztónak kell bizonyítania. Kellékszavatossági igényét a vásárlás helyén jelentheti be.

Termékszavatossági igénnyel közvetlenül a gyártóhoz vagy a nagykereskedelmi forgalmazóhoz fordulhat. Termékszavatossági igény esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék már a vásárlás időpontjában hibás volt.

Szavatossági igényét a vásárlást igazoló számla vagy nyugta bemutatása mellett érvényesítheti.

Tájékoztatjuk, hogy ha panaszát nem tudja személyesen intézni, akkor a meghibásodott termék forgalmazóhoz történő eljuttatásának költsége Önt terheli.

A minőségi kifogás ügyintézésére vonatkozik a fogyasztóvédelemről szóló 1997/CLV. törvény és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.(IV. 29.) NGM rendelet.

Amennyiben nem ért egyet minőségi kifogásának intézésével, panaszával a forgalmazó székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, illetve a kamarák mellett működő békéltető testülethez fordulhat.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

B-4300

WC kapaszkodó



Management System
ISO 9001:2008
Valid until:
2016.12.10
www.tuv.com
ID 9105076580

REHAB Zrt.

2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88
Fax: 06-1/239-4330

A **MEDORT** csoport tagja.
FIKRA ORTOPÉDIA

Felhasználási terület

A WC kapaszkodó a leülést és felállást elősegítő eszköz, olyan személyek részére javasolt, akiknek alsó végtagjuk tehermentesítése ily módon megoldható. Otthon, korházakban és szociális intézetekben is alkalmazható.

Fenntartjuk magunknak a változtatások jogát, amennyiben azok szükségessé válnak.

1. Műszaki adatok

A B-4300 típusú WC kapaszkodó fehér műanyag szinter bevonattal, hajlított acélcsőből, párnázott kartámasszal, hegesztett kötésekkel egy méretben készül, a lábvégeken a tapadást biztosító botvég gumival.

Befoglaló méretek:

Hosszúság (mélység):	56 cm
Szélesség:	59 cm
Magasság:	75 cm
Terhelhetőség:	100 kg
Termék súlya:	5,3 kg

3. Használati útmutató

A WC csésze köré, mögé állítva, úgy hogy a keresztmerezítő cső hátul helyezkedjen el, azaz a keret előlről nyitott legyen. Amennyiben ez nem lehetséges (pld. hátsó kifolyású WC vagy egybeépített öblítő tartály) a kapaszkodót a WC és a használója köré helyezzük előlről, hogy ráüléskor és a felálláskor támasztékot nyújtson.

4. Karbantartás

4.1. Tisztítás

A WC kapaszkodó minden része a háztartásokban szokásosan használt tisztító és fertőtlenítő szerekkel tisztítható. Bő vízzel ne mossa, mert a víz behatolhat a vázcsőbe és rozsdásodást okoz.

4.2. Karbantartás

A WC kapaszkodó különleges karbantartást nem igényel. Időnként a kartámassz rögzítő csavarokat ellenőrizni, esetleg után húzni szükséges.

4.3. Megsemmisítés

A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. A vázszerkezetet a fém hulladékgyűjtő helyre kell leadni.

FIGYELEM!

- Botvéggumi elhasználódása, megsérülése esetén a kapaszkodó nem használható! Ki kell cserélni (belső méret: Ø 22 mm). Cserekor egyszerűen le kell húzni a régit, az újat pedig a helyére feltolni.
- Kilazult, eltört, szétrepedt kartámasszal a kapaszkodó nem használható! –sérülés veszély - le kell cserélni!
- Elhajlott, sérült vázcsövekkel a kapaszkodó nem használható! Billenésveszély!
- A termék felületét védő festékréteg megsérülése, lekopása után a kapaszkodó nem használható! Korrózió és sérülés veszély!
- A terméket csak a megadott maximális súlyig lehet terhelni!

Alkatrészek beszerzése a termék, vásárlási - vagy kiszolgálási helyén lehetséges.

A Használati útmutatót a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!