

## 5. Szavatosság

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013/V. törvény alapján a forgalmazót/gyártót kellék, illetve termék szavatossági kötelezettség terheli, hogy a vásárlás időpontjában a termék nem gyártási hibás, megfelel a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek és rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A szavatossági igény a vásárlás időpontjától számított két év alatt érvényesíthető.

Kellékszavatossági igény esetén a vásárlást követő hat hónapon belüli meghibásodás esetén vélelmezhető, hogy a termék már a kiszolgálás pillanatában hibás volt. Ennek ellenkezőjét a forgalmazónak/gyártónak kell bizonyítania. A hetedik hónaptól kezdve a vásárlás pillanatában meg lévő termékhibát a fogyasztónak kell bizonyítania. Kellékszavatossági igényét a vásárlás helyén jelentheti be.

Termékszavatossági igénnyel közvetlenül a gyártóhoz vagy a nagykereskedelmi forgalmazóhoz fordulhat. Termékszavatossági igény esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék már a vásárlás időpontjában hibás volt.

Szavatossági igényét a vásárlást igazoló számla vagy nyugta bemutatása mellett érvényesítheti.

Tájékoztatjuk, hogy ha panaszát nem tudja személyesen intézni, akkor a meghibásodott termék forgalmazóhoz történő eljuttatásának költsége Önt terheli

A minőségi kifogás ügyintézésére vonatkozik a fogyasztóvédelemről szóló 1997/CLV. törvény és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.(IV. 29.) NGM rendelet.

Amennyiben nem ért egyet minőségi kifogásának intézésével, panaszával a forgalmazó székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, illetve a kamarák mellett működő békéltető testülethez fordulhat.



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### B-4310

### Fürdőkád kapaszkodó



Management System  
ISO 9001:2008  
Valid until:  
2016.12.10  
www.tuv.com  
ID: 9105076580

**REHAB Zrt.**

2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88  
Fax: 06-1/239-4330

A **MEDORT** csoport tagja.

## 1. Felhasználási terület

A fürdőkád kapaszkodó minden szabvány méretű kádba behelyezhető, és a kádba történő belépést ill. az abból való kilépést segíti elő. Elsősorban otthoni használatra készül, de alkalmazható kórházakban, szociális intézetekben is.

## 2. Műszaki adatok

A fürdőkád kapaszkodó fehér műanyag szinter bevonatú hajlított szénacél csőből hegesztett kötésekkel készül.

A nyitott csővégek zárt végű gumi fogantyúval, ill. műanyagdugóval vannak lezárva.

Csőátmérő:	22 mm
Szélesség (csőközépen):	280 mm
Magasság a kád peremsíkjától:	270 mm
Teljes magasság:	558 mm
Teljes mélység:	220 mm
A termék súlya:	2 kg
Maximális terhelhetőség:	100 kg

## 3. Felszerelés

A fürdőkád kapaszkodót helyezze fel a fürdőkád peremére, úgy hogy a gumi tappancsok kívül legyenek és a hajlított száruk nyúljanak be a kád belső felére. A gumi tappancsokat csavarja ki, addig, míg el nem érik a kád oldalát. Szükség esetén 19 mm laptávú villáskulccsal feszítse be, hogy a kapaszkodó szilárdan álljon, nem billegjen.

## 4. Karbantartás:

### 4.1. Tisztítás

A kapaszkodó minden része a háztartásban szokásosan használt, karcolásmentes tisztító és fertőtlenítő szerekkel tisztítható.

### 4.2. Karbantartás

A kapaszkodó nem rozsdamentes alapanyagból készül, ezért érzékeny a festék réteg megsértésére, és az állandó nedves környezetre. A korrózió elkerülése érdekében ne sértse meg a festék réteget. A vizes helyiséget a páradús tevékenység (mosás, szárítás, fürdés stb.) után szellőztesse ki és a kapaszkodót száraz ronggyal törölje át.

A rögzítéseket időszakonként ellenőrizni, illetve után húzni szükséges.

### FIGYELEM!

- Elhajlott, elengedett hegesztésű kapaszkodó nem használható!
- A termék felületét védő festékréteg megsérülése, lekopása után a kapaszkodó nem használható! Korrózió és sérülés veszély!
- Elhasználódott, szétrepedt botvéggumival a terméket nem lehet használni. A kapaszkodó rögzítése nem biztonságos! - ki kell cserélni!
- Szétrepedt csővég záró fogantyúval a kapaszkodó nem használható! Megtámasztás nem biztonságos! Le kell cserélni.
- A terméket csak a megadott maximális súlyig lehet terhelni!

*Alkatrészek beszerzése a termék, vásárlási - vagy kiszolgálási helyén lehetséges.*

### 4.3. Megsemmisítés

A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. Az elhasználódott kapaszkodót a fém hulladékgyűjtő helyen kell leadni.

**A Használati útmutatót a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!**