

## 5. Szavatosság

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013/V. törvény alapján a forgalmazót/gyártót kellék, illetve termék szavatossági kötelezettség terheli, hogy a vásárlás időpontjában a termék nem gyártási hibás, megfelel a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek és rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A szavatossági igény a vásárlás időpontjától számított két év alatt érvényesíthető.

Kellékszavatossági igény esetén a vásárlást követő hat hónapon belüli meghibásodás esetén vélelmezhető, hogy a termék már a kiszolgálás pillanatában hibás volt. Ennek ellenkezőjét a forgalmazónak/gyártónak kell bizonyítania. A hetedik hónaptól kezdve a vásárlás pillanatában meg lévő termékhibát a fogyasztónak kell bizonyítania. Kellékszavatossági igényét a vásárlás helyén jelentheti be.

Termékszavatossági igénnyel közvetlenül a gyártóhoz vagy a nagykereskedelmi forgalmazóhoz fordulhat. Termékszavatossági igény esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék már a vásárlás időpontjában hibás volt.

Szavatossági igényét a vásárlást igazoló számla vagy nyugta bemutatása mellett érvényesítheti.

Tájékoztatjuk, hogy ha panaszát nem tudja személyesen intézni, akkor a meghibásodott termék forgalmazóhoz történő eljuttatásának költsége Önt terheli

A minőségi kifogás ügyintézésére vonatkozik a fogyasztóvédelemről szóló 1997/CLV. törvény és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.(IV. 29.) NGM rendelet.

Amennyiben nem ért egyet minőségi kifogásának intézésével, panaszával a forgalmazó székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, illetve a kamarák mellett működő békéltető testülethez fordulhat.



Management  
System  
ISO 9001:2008  
Valid until:  
2018-12-31  
www.tuv.com  
ET 010878550

**REHAB Zrt.**

2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Telefon: 06-26/88-62-88

Fax: 06-1/239-4330

A **MEDORT** csoport tagja.



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

**B-4320**

**Fürdőkádülőke**



## **1. Felhasználási terület:**

A fürdőkád ülőke mozgássérültek otthoni használatára, a házi betegmosdatás megkönnyítésére szolgál, de alkalmazható kórházakban, szociális intézményekben is. Segít minden olyan esetben, amikor a beteg ülni és kapaszkodni képes, de a mély fürdőkádba beülni és felállni nem tud, vagy az nehézséget okoz.

## **2. Méret, jellemző adatok:**

Hosszúság:	520 mm
Szélesség:	660 mm
Magasság:	350 mm
Tömeg:	4,1 kg
A felhasználó megengedett max. testtömege:	100 kg

## **3. Használat**

A fürdőkád ülőke felső csőkeretét a fürdőkád peremére kell ráhelyezni. Használható minden olyan fürdőkádnál, ahol a csőkeret mindkét oldalon biztonságosan felfekszik a kád peremére, és nem tud bebillenni a kádba!

A termék külön rögzítést nem igényel.

### ***FIGYELEM !***

- A vázszerkezet megsérülése, elhajlása esetén a fürdőkád ülőke nem használható!
- Sérült, repedt ülőkével a termék nem használható!
- A csővégeket lezáró, műanyag fogantyúkat sérülése esetén (repedés, kitörés, leválás) ki kell cserélni! Sérülés, billenés veszély!
- A terméket csak a megadott maximális súlyig lehet terhelni!
- A termék olyan méretű kádban használni TILOS, melynél szélső helyzetben bebillenhet!

***Alkatrészek beszerzése a termék, vásárlási - vagy kiszolgálási helyén lehetséges.***

## **4. Karbantartás, tisztítás**

### ***4.1. Tisztítás***

A termék minden része a háztartásokban szokásosan használt karcolásmentes tisztító és fertőtlenítő szerekkel tisztítható, ill. kezelhető.

A műanyagülőkét időnként (intézményi felhasználás esetén minden használat után) fertőtlenítőszeres vízzel szükséges lemosni, az esetleges fertőzések elkerülése érdekében!

### ***4.2. Karbantartás***

A termék nem rozsdamenetes anyagból készült alkatrészei műanyag alapú festékekkel vannak védve, csökkentve a korróziós hajlamot. Ügyeljen, hogy a festékréteget ne sértse fel a fém részeken. A terméket használat után szárazra kell törölni, illetve megszáritani a korrózió és vízkőlerakódás meggátolása érdekében.

Időnként ellenőrizze a csavarrögzítéseket és szükség esetén húzzon utána a csavaroknak.

### ***4.3. Tárolás***

A fürdőkádülőke különleges tárolást nem igényel.

### ***4.4. Megsemmisítés***

A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. A vázszerkezetet a fém hulladékgyűjtő helyre kell leadni.

**A Használati útmutatót a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételeivel vásárolta!**