

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

STOMOCUR bélsártartók

A STOMOCUR sztomaterápiás eszközök egy és kétrészes kivitelben készülnek, megtalálhatók az átlátszó és bőrszínű zacskók is, zselatinos tapadó felülettel, ami természetes, bőrvédő, jól szigetel, jól tapad, de nem ragad, a nyílás a sablon segítségével a sztóma méretére vágható.

A sztómazsák felhelyezése:

Készítse elő az új zsákot, rázza meg, vagy fújja fel, hogy ne tapadjon. Ha szükséges, vágja a nyílást a sablon segítségével a megfelelő méretűre. Hajlított, tompa végű ollót használjon, vigyázzon, hogy a zsákot ne lyukassza ki!

A zacskó felhelyezése előtt a sztóma körüli bőrfelület tisztaságáról és szárazságáról győződjön meg. Húzza le a védőcsíkot a ragasztóról. A zsáknyílás alsó szélét hajlítsa meg. A ragasztófelület alsó részét nyomja rá a bőrre, úgy, hogy a nyílás pontosan illeszkedjen. Ragassza óvatosan aulról felfelé haladva a bőrre a ragasztófelületet. A zsákot állva vagy fekvő helyzetben tegye fel, ülve nem előnyös. Ürithető zacskó felhelyezése előtt zárja be a zacskó nyitott végét a záróklipsz segítségével.

Használt zsák eltávolítása:

Óvatosan, lassan távolítsa el a használt zsákot úgy, hogy az egyik kezével a bőrtartsa feszesen. Ne tépje le a zsákot, mert felsértheti a bőrt, és ezzel gyulladást okozhat.

Leereszthető zacskó ürítése:

Nyissa ki a záróklipszet, a klipsz két végénél tartva ürítse ki a zsákot. A zsák külsejére került szennyeződést WC papírral letörölheti, vagy vízzel leöblítheti.

Bőr tisztítása:

A sztóma körüli bőrt vízzel vagy közömbös PH tartalmú szappannal mossa le és gondosan szárítsa meg. Semmi esetre sem használjon étert, benzint, vagy alkoholt, mert ezek a bőrt kiszáradtják, érzékenyebbé teszik, gyulladást okozhatnak. Nem tanácsoljuk krémek és más ápolószerek használatát sem. Amennyiben gyulladás lép fel, kérjük forduljon kezelőorvosához.

A bélsártartó a talajkörnyezetre ártalmatlan alapanyagból készül, így a használt zsákot a háztartási szemétbe dobhatja.