

## A Conseal egyrészes eszköz használata

### Az egyrészes sztómadugó alkalmazása

1. Távolítsa el a védőpapírt a tapadó felszínről.



2. Óvatosan vezesse be a dugót a sztómába. Győződjön meg arról, hogy az öntapadó felszín megfelelően helyezkedik el a sztóma körül.



3. Határozottan nyomja rá a tapadó felszínét a bőrre, majd néhány másodpercre finoman helyezze rá a kezét az eszköz lapos közepére.



### A sztómadugó eltávolítása

4. Lazítsa meg a tapadó felszínét a szélénél. Folytassa tovább a eltávolítását oly módon, hogy lassan lefelé húzza eltávolodva a bőrtől. A dugó könnyen kicsúszik. Folytassa az egész eszköz eltávolításáig.



### Zacskó alkalmazása

5. A Coloplast zárt zacskók előre méretre vágott vagy egyedileg méretre vágható változatban kaphatók. Válasszon a sztómánál kicsivel nagyobb méretű előre kivágott zacskót és vegye le a védőpapírt a ragasztóról. Ha egyedileg méretre vágható zacskót választ, akkor a tapadó felszíni nyílást a sztóma méreténél kicsit nagyobbra vágja.



### Távolítsa el a védőpapírt.

6. Helyezze az öntapadó területet a sztóma köré és határozottan nyomja rá a bőrre.



### A zacskó eltávolítása

7. Lazítsa meg a tapadó felszínét a szélénél. Folytassa tovább a tapadó felszín eltávolítását oly módon, hogy lassan lefelé húzza eltávolodva a bőrtől. Folytassa az egész zacskó eltávolításáig.



### Széklet ürítése - Irrigálás

Folytassa az irrigálással, ha ez a bevett gyakorlat.



### Használati útmutató

23315026 Version 1

Coloplast logó Coloplast A/S vállalat bejegyzett védjegye. Minden jog fenntartva. © [2013-08]

### Javallat

Conseal sztómadugó szigma vastagbél kivezetés esetében javallt. Conseal sztómadugót azért helyezik be a sztómába, hogy elzárják a sztómából távozó anyagok útját.

### Információ

Coloplast nem vállal felelősséget semminemű olyan sérülésért vagy kárért, amelyek a Coloplast felhasználási javallataitól eltérő alkalmazási módból származnak.

### Vigyázat

Mielőtt Conseal sztómadugót használ, kérjen tanácsot kezelőorvosától. Conseal sztómadugó nem ajánlott 40 kg-nál kisebb testtömegű személy számára. Coloplast ajánlása, hogy ne használjon egy dugót 12 óránál tovább.

### Figyelmeztetés

Egyszer használatos eszközök újrafelhasználása potenciálisan ártalmas lehet a felhasználóra nézve. A termék újrafeldolgozása, mosása, fertőtlenítése és sterilizálása károsan befolyásolhatja a termék tulajdonságait, a betegre nézve a fizikai sérülés vagy fertőzés fokozott kockázatával jár.