

Chrisofix®



CE

EU patent: 087 46 07

PALMÁRIS ALKARSÍN (ORTÉZIS)

MÉRETEZÉS	A KÉZ HOSSZA	REFERENCIASZÁM
XXXS (gyerek kicsi)	<14,5 cm	711 111 106
XXS (gyerek nagy)	14,5-15,5 cm	712 111 106
XS (extra kicsi)	15,5-16,5 cm	713 111 106
S (kicsi)	16,5-17,5 cm	714 111 106
M (közepes)	17,5-19 cm	716 111 106
L (nagy)	19< cm	718 111 106

INDIKÁCIÓK

- Elsősegély
- A csukló, a kéz és az ujjak kombinált rögzítés vagy immobilizálása (Forte) sérülések (pl. disztorzió), műtét vagy gipszelés után, esetleg helyett.
- A csukló, a kéz és az ujjak íngyulladásának és degeneratív elváltozásainak konzervatív kezelésére pihentető sínként.
- Műtétet követő rehabilitációs periódusra.
- Adjuvans terápiaként Sudeck dystrofiában.

FELHELYEZÉS

- Formázza meg a sínt a nem sérült kézen, csuklón és alkaron.
- Állítsa a csuklót a kívánt pozícióba.
- Helyezze az alkart a palmáris oldalával az előformázott sínbe.
- A sínt óvatos nyomással formázza a kézre és az alkarra.
- Rögzítse a sínt a kézre az ujjakon, kézfejen és alkaron átvívelő tépőzárak szalagok segítségével.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- A sínek első felhelyezését (kivéve elsősegély esetén) szakképzett személy végezze.
- **A sínek nem sterilek, nyílt sebre nem helyezhetők.**
 - Az elsősegély nyújtás esetét kivéve, a belső textilbevonat nélküli sínek csak bekötözött testrészeire helyezhetők. Egyéb esetben a sínnel szállított bélés használandó, ha van ilyen, vagy egyéb tetszés szerinti anyag, amellyel a sérült testrészt felöltöztetik (pl. csökötszer).
- Az előformázott sínek közvetlenül a sérült testrészeire helyezhetők, ráilleszhetők. A hajlításhoz és alakításhoz ellennyomás szükséges. Csak a durvább alakítások nem végezhetők el sérült testrészen, ezeket egy megfelelő modellen (pl. nem sérült testrész) kell végrehajtani.
- Finomabb kiigazítások és utánállítások – pl. a lágyrészek duzzanatának csökkenése után – a sín eltávolítása nélkül is elvégezhetők.
 - Az éles fémszélék által okozott sérülések elkerülése érdekében, a sínt csak hajlítással, óvatos nyomással igazítsa a testrészhez, nem vágással! Csak azok a sínek rövidíthetők vágással, amelyeken varrás jelzi azt a levágható részt, amely nem tartalmaz alumíniumot.
- A síneket tetszőleges anyaggal vagy a sínnel szállított szalagokkal lehet rögzíteni az adott testrészhez.
 - A sínek túlzottan gyakori nyitása és csukása – amennyiben lehetséges – kerülendő, mivel ez csökkentheti az alumínium mag stabilitását.
- A Chrisofix® sínek és bélések semleges mosószeres vízzel moshatók. **A szárításhoz mikrohullám, infravörös hullám vagy ruhaszáritó használata tilos!** A sínek (hajlított állapotban is) mosózsákba téve 30°C hőfokon mosógéppel is moshatók, alacsony fordulattal mellett centrifugálhatók. Ilyenkor - a többi ruha sérülésének elkerülése végett - a tépőzárak minden esetben „zárt” állapotban legyenek.
- Azok a sínek, amely belső felülete nem textilbevonatú, kémiai úton fertőtleníthetők (p.l. Meliseptol-lal vagy más kation aktív tenzid tartalmú fertőtlenítővel) és új szalagokkal és béléssel ismételtlen felhasználhatók akár több beteg által.
- A nagyobb sínekhez/ortézisekhez külön is rendelhető kiegészítő erősített pánt (pl. Spasticus Paresis esetén) és/vagy bélés frottír bevonattal.

07. 2011

Kérjük, őrizze meg a használati utasítást!



Manufacturer: CHRISOFIX AG. CH-8201 Schaffhausen, P.B. 3028
Tel: 00-41-52-6701160 Fax: 00-41-52-6701163
e-mail: info@chrisofix.ch www.chrisofix.ch
Production: ORKRISZ Kft. H-1239 Budapest, Grassalkovich út 272.
Tel.: 00-36-1- 2871056 Fax: 00-36-1-2890232