

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Amennyiben az Ön által vásárolt termék ára bruttó 10.000,- ft feletti, abban az esetben társaságunk a 151/2003. (IX.22) számú Kormányrendeletben meghatározott jótállást vállal. A jótállási idő az átvételtől számított 12 hónap.

Ha a termék az átvétel napjától számított három munkanapon belül olyan mértékben meghibásodott, hogy a rendeltetésszerű használatot akadályozza, úgy az átvétel helyén azonos típusúra cserélhető.

A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi a megfelelő adatok kitöltésével és bélyegzésével.

A jótállási igény a jótállási jeggyel a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető. A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után.

A jótállás megszűnik, ha a hiba rendellenes használat, átalakítás, helytelen kezelés és tárolás, erőszakos külső behatás, szakszerűtlen beavatkozás, meghibásodás bejelentésének elmulasztása, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.

A kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használatból eredő meghibásodások, valamint a természetes használatból eredő kopás nem tartozik a jótállás keretébe.

A fentiekből, illetve a kezelési hibából adódó indokolatlan javítási költségek a vásárlót terhelik.

A terméket kijavításra átvételi elismervény ellenében kell átvenni.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka és javítás módja, a visszaadás időpontja és a javítás időtartamával meghosszabbított jótállási idő.

A javítást végzőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni annak két példányra a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez fordulhat. A jótállás a jogosult törvényből eredő egyéb jogait nem érinti.

Kiszolgálás időpontja: *Kiszolgáló hely bélyegzője*

Hiba bejelentés időpontja: Munkalapszám:

Bejelentett hiba:

Elhárított hiba:

Megjavítás időpontja: A jótállás új határideje:

Kelt.:

Aláírás Ph.

Jótállási szelvény

Típus: Gyártási szám:

Átvétel dátuma: Előadó:

Aláírás Ph.



GYSGY REHA Kft. 1149 Budapest, Pillangó utca 12.

Tel: 329-0026,330-7735, Fax: 330-7770

www.gysgy.hu, E-mail: info@gysgy.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Adaptálható haskötő

- Adaptálható hasi sérvkötő, normál
- AH-10 Sebészeti haskötő
- AH-12 Hasakötő vászonbéléssel
- AH-121 Hasemelős haskötő vászonbéléssel
- AH-13 Terhességi haskötő
- AH-16 Extra haskötő *(jótállás)*

S	75 – 80 – 85
M	85 – 90 – 95
L	95 – 100 – 105
XL	105 – 110 – 115
XXL	115 – 120 – 125

1. Általános ismertetés, használat:

Az AH-12, AH-121, AH-16, és az adaptálható hasi sérvkötő a has kóros alakváltozásait és a belső zsigeri szervek süllyedését korrigálja. A haskötő vászonból készült oldalt gumiszövet betéttel. Záródás fűzéssel ill. tépőzárral történik.

Az AH-13 terhességi haskötő megkönnyíti a magzat súlyának viselését, megakadályozza a hasizomzat nem kívánt megnyúlását.

Az eszköz hipoallergén anyagokból készült.

2. Felvétele és használata:

A haskötő felvételét – mindig fehérenemű, trikó, alsóing fölé, de alsónadrág, bugyi alá – fekvő helyzetben célszerű elvégezni, mert a hasi részek alakváltozásának korrekciója így biztosítható legjobban.

Az előzetesen lazára befűzött haskötőt a lábak felől kell felhúzni úgy, hogy a fűzős rész hátul a gerinc vonalába vagy a test mellett oldalra kerüljön. Ezután a fűzőszinórt a két végén a szükséges méretig meghúzva a hátrészen megköt. Nem célszerű a fűzőszinórokat előrehozva elől megkötni, mert bevágást, szorítást okozhatnak.

Combszalagos haskötőnél a combszalagokat a lábak között áthúzva a hátsó csatológombokra kell gombolni.

Hasemelővel ellátott haskötőknél a haskötő befűzése és megkötése után kell a hasemelőt felcsatolni úgy, hogy a hasat alulról felfelé emelje és kényelmes jó tartást biztosítson.

Amennyiben a haskötő viselőjének sérve van, a haskötő felvétele előtt a sérvet „vissza kell helyezni”. A haskötőben levő sérvpelottának a sérvkaput úgy kell zárnia, hogy a sérv ne tudjon a helyéről kitüremkedni. Ha a sérvpelottát mosás után az eredeti helyére kell visszahelyezni!

TILOS!

Az adaptálás során meghatározott beállításokat megváltoztatni.

Az eszközt más személy részére használatra átadni, mivel az Ön méreteire lett adaptálva.

FIGYELEM!

Éjszaka viselni csak külön orvosi utasításra szabad!

Amennyiben bármilyen problémát tapasztal azonnal hagyja abba az eszköz használatát, és vegye fel a kapcsolatot az eszközt rendelő orvossal és/vagy az eszközt kiszolgáló céggel.

Amennyiben nem használja az eszközt tiszta, száraz helyen tárolja.

Tilos az eszköz fűzését és a hasemelőt túl szorosra állítani, mivel belső vagy külső elváltozásokat okozhat.

Tilos az eszközt más személy részére használatra átadni, mivel az Ön méreteire lett adaptálva.

3. Tisztítás:

A haskötőt 40°C-nál nem melegebb vízben, semleges hatású mosószerrel, kézzel lehet mosni. A gumi részek kivételével vasalható.

Tilos 40°C-nál melegebb vízben mosni, mosógépben mosni, súrolni, csavarni, centrifugálni, valamint forró fűtőtest közelében szárítani.

Csak kézzel mosható.



Figyelem: ne tegye ki nyílt lángnak, illetve magas hőnek, tartósan napfénynek mert károsodhat az anyag!

5. Szavatosság:

A GYSGY REHA Kft. a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó rendeletei, valamint az 1. számú Polgári Gazdasági Elvi Döntés-ben foglaltaknak megfelelően a termék rendeltetésszerű használata mellett 6 hónap kötelező szavatosságot biztosít a jelen terméknek. A szavatossági igényt a vásárlás vagy kiszolgálás helyén lehet érvényesíteni, a vásárlást igazoló blokkal, vagy a Használati Utasítással.

6. Nyilatkozat

A GYSGY REHA Kft. tanúsítja, hogy a jelen termék kialakítása a 4/2009 (III.17) EüM orvostechnikai eszközökről szóló rendelet hatálya alá tartozónak nyilvánított, orvostechnikai eszköz, megfelel a rendelet 1. számú mellékletében foglalt rávonatkozó alapvető követelményeknek, és rendelkezik a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg, a kezelő vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

Gyártás időpontja:

Min. Ell.



**A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A
KIHORDÁSI IDŐ VÉGÉIG, ILLETVE A
SZAVATOSSÁGI IDŐ VÉGÉIG
MEG KELL ŐRIZNI !**