





Használati útmutató a Relax Gelcell ülőpárna felfújásához



A párnát addig kell pumpálni a kézipumpával, amíg kemény nem lesz (balra). Amint érzi, hogy a párna kemény, **ne folytassa a pumpálást, mert a túlfújástól megsérülhet a párna (jobbra).**



Helyezze úgy a párnát, hogy a szelep a szék hátuljánál legyen. Nyomja össze a szelepet az ábrának megfelelően addig, amíg a levegő kiáramlás meg nem szűnik — kb. 30 másodperc. Ez a lépés kiegyenlíti a párna belsejében lévő és a külső légnyomást.



Ezután függőleges helyzetben üljön rá a párnára, úgy, hogy a háta egyenes legyen, és törekedjen a 90°-os szög elérésére a csípőnél és a térdeknél. Szükség esetén egy kis levegő kiengedhető még a szelepen, kb. 2 másodpercig. Így a párna a használó alakjához formálódik.



Helyezze a kezét a fenék legcsontosabb része alá. A használó csontos része és a párna alja között a távolság legalább 1,5 cm legyen. Így a GelCell párna megfelelően be van állítva. Ne felejtse el rendszeresen ellenőrizni a felfújtság szintjét, a fenti leírt 1,5 cm-es teszt használatával.

Mindig figyeljen arra, hogy a párna megfelelően fel legyen fújva, és a használó csontos része ne érintse a párna alját (1,5 cm min. távolság).

Ha a párnát több ember is használja, akkor minden egyes használó esetén végig kell csinálni a fenti lépéseket, mivel mindenkinél más-más mennyiségű levegő szükséges a megfelelő hatékonyság eléréséhez.

TARTSA EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT BIZTOS HELYEN!

Gyártja:
Trulife Ltd.

Forgalmazza:
Replant 4 Care Kft
1119 Budapest, Nándorfejevári út 35.
Tel: 374-9080 Fax: 269-3274
www.replant.hu

