

# GENU SYNCRO 620 VARUS-VALGUS

A térd természetes mozgását követő, szabályozható mozgásterjedelmű sínezettel ellátott térdrögzítő, a tokra szerelt egyoldali műanyag hosszított támaszokkal, térdízületi ellenoldali támasszal.

**Indikáció:** Térdízületi kopás, arthrosis következtében kialakult varus valgus állás, térdízületi instabilitás.

A hagyományos térdrögzítőkhöz képest nagyobb erővel tudja korrigálni a varus, vagy a valgus deformitást.

- \* a térd alatt és felett is tépőzárral nyitható syncrosoft pamutbéléses tok
- \* 2 db műanyag oldalpelotta
- \* hossz: 59 cm
- \* 2 pár 10 cm vastag rugalmas tépőzár
- \* alápárnázott **3 mm** vastag 4 tengelyes térdízületi sín
- \* 50°, 65°, 90° és 110°, flexiós - és
- \* 10°, 20° és 30° extenziós beállítási lehetőség
- \* hyperextenzió gátlóval ellátott



## Felhelyezés:

1. A **sínek huzathoz történő rögzítések**re ügyeljen:

- a síneken található jelölésre

KA – a láb külső oldalán levő sín alsó része

BA – a láb belső oldalán levő sín alsó része

- huzaton a sín helyét meghatározó jelölésre

A rögzítő felhelyezésekor figyeljen arra, hogy mindkét sín ízületének és a térd ízületének forgáspontja egy magasságban legyen. A sínek szakember által történő pontos lábhoz igazítása fokozza a rögzítő stabilitását, hatásfokát.

**Tisztítás:** semleges mosószerrel langyos vízben nyomkodással tisztítható. Kicsavarás nélkül fektetve szárítsa! Mosógépben való tisztítás nem javasolt.

Mosás előtt javasolt az alumínium síneket a huzatról eltávolítani, de jegyezze meg a sínek eredeti helyzetét!

## Mellékhatások

Szakszerű használat és viselés esetén a szervezet egészét érintő mellékhatások ez ideig nem ismertek. Azok a gyógyászati segédeszközök – sínek, ortézisek -, amelyeket kívülről a testfelszínre illesztünk, túlzottan szorosan felhelyezve bizonyos pontokon nyomási tüneteket okozhatnak vagy ritkán az ott futó ereket, idegeket összenyomhatják.

## Ellenjavallatok

Beavatkozást igénylő túlérzékenység ez ideig nem ismeretes. Az alábbi betegségek esetén a segédeszköz felhelyezése és hordása csak az orvossal történő egyeztetés alapján javasolt:

1. Bőrbetegségek és bőrsérülések a rögzítendő területen, különösen gyulladásos tünetek esetén. Ide tartoznak azok a felszakadt heggek is, melyek duzzanattal, bőrpírral és melegséggel járnak.
2. Visszeresség (varikozitás), különösen vénás keringési zavarral.
3. Nyirokkeringési zavarok, valamint minden olyan tisztázatlan eredetű duzzanat, amely a felhelyezett segédeszköztől számítva a test távolabbi részén helyezkedik el.
4. Érzés- és keringésszavarok, pld. cukorbetegség (diabetes mellitus)

## Fontos tudnivalók

- A térdrögzítőt csak a jelen használati utasításban foglaltaknak megfelelően és az ugyanott leírt alkalmazási területeken szabad használni.
- A terméket csak egy beteg kezelésének időtartamára tervezték.
- Szakszerűtlen használat esetén a termék szavatossága elvesz.
- A terméken tilos bármiféle szakszerűtlen átalakítást végezni. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a termék hatékonysága csökkenhet és így szavatossága is megszűnik.
- Amennyiben szokatlan változásokat vesz észre magán (pld. a panaszok fokozódása), haladéktalanul keresse fel orvosát.
- Ha egy időben más terméket is (pld. kompressziós harisnyát) használna, azt előzetesen beszélje meg kezelőorvosával.
- Az ortézis főként mozgás során fejti ki hatását. Hosszabb pihenés idejére (pld. alvás, hosszabb ülés) le kell venni.
- A termékre nem kerülhetnek zsír- és savtartalmú anyagok, kenőcsök vagy oldatok.
- Garanciát az érvényes törvényi rendelkezések alapján nyújtunk. Az elhasználdott terméket a háztartási szemétként dobhatja.

Körfogat cm-ben	MÉRETEK					
	1	2	3	4	5	6
Térdközép fölött 15 cm-rel	35-40	40-45	44-50	49-55	54-61	60-68
Körfogat a térdközép- nél	30-33	34-37	38-41	42-45	46-50	51-55
Térdközép alatt 15 cm- rel	28-32	32-36	35-40	39-44	43-49	48-54

EAN kód:

A termék azonosíthatósága érdekében kérjük, hogy ezt a tájékoztatót megőrizni szíveskedjen! **Minőségi kifogást e tájékoztató és számla ellenében fogadunk el.**

**OTH Reg. szám:** 36252/2002  
**Gyártó/Forgalmazó:** LBT Kft.  
1134 Budapest, Dévai u. 11-13.  
Tel: 239-2282, Fax: 340-1309



Méret:

Oldal:



L B T