

PM-431 ADAPTÁLHATÓ TÉRDORTÉZIS, GUMISZÖVETES, OLDALSÍNNEL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Műszaki ismertető:

Méretvétel alapján meghatározott nagyságú ortézist kell kiválasztani. Az eszköz rugalmas, laminált textiltől készül, tépőzáras rögzítéssel. A térdortézishez oldalt illeszkednek a térd formájához alakított oldalsínek. A sínek mosás előtt kivehetők a sínezet részére kialakított bújrató varráson hagyott nyíláson keresztül.

Méreték:

Mérési hely	1 (S)	2 (M)	3 (L)	4 (XL)
Térdkalács felett	30-34 cm	34-38 cm	38-42 cm	42-46 cm

Orvosi ismertető:

Az oldalsínnel ellátott gumiszövetes térdortézis a térdízület kereszt- és/vagy oldalszalagjainak lazasága vagy hiánya, ill. meniscus sérülés következtében fellépő instabilitás kezelésére javasolt.
(A hiperextenzió megakadályozására komolyabb készülék szükséges.)

Használati útmutató:

- Válassza ki a megfelelő méretű segédeszközt, a térdkalács felett mért körméret alapján, a fenti táblázat segítségével.
- Helyezze az eszközt a térd köré, ügyelve arra, hogy a sínezeten található ízületek a térd két oldalán, a csukló mozgás forgáspontjánál helyezkedjenek el, és a gumiszövet összeerősítése előre kerüljön.
- A tépőzárakkal a kívánt körméterre rögzítjük a lábszártokat és a combtokot.

További felvilágosításért kérjük, forduljon az eszközt átadó egészségügyi szakemberhez.

TILOS!

Az adaptálás során meghatározott beállításokat megváltoztatni.

Az eszközt más személy részére, használatára átadni, mivel az Ön méreteire lett adaptálva.

Tisztítás:

Távolítsa el a sínezetet a tokból. A szövetet 30 °C-os vízben, semleges vegyhatású mosószerrel, kézzel kell mosni. Szárítás természetes módon, vasalni tilos.



Figyelem!

A kiválasztott térdortézis annak viselője számára nem jelenthet nagyobb kockázatot, mint a normális életvitel során elvárható kockázat.

A Promobil Zrt. tanúsítja, hogy jelen termék kialakítása az orvostechikail eszközökről szóló 4/2009 (III.17) EÜM rendelet hatálya alá tartozónak nyilvánított orvostechikail eszköz, megfelel a rendelet 1 sz. mellékletben foglalt alapvető követelményeknek és rendelkezik a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg, a kezelő vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

Készíti: PROMOBIL REHABILITÁCIÓS ZRT.
1106 Budapest, Keresztúri út 4/A
Tel./fax: 433-7190 Zöld szám: 06-80-201-276
www.promobil.hu e-mail: promobil@promobil.hu



ISO 9001
ISO 13485



EAN kód: 5996318410103