

GISELA MAYER MŰSZÁLAS PARÓKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS

A paróka a haj hiányának elfedésére szolgáló eszköz. A műszálas paróka tapintása selymes és lágú, természetes hatású.

A paróka felvétele:

A paróka tarkótáji részénél két kis tépőzáras fület talál, ezek segítségével állítható be a megfelelő méret, fontos, hogy szorosan illeszkedjen a fejre, hogy sportoláskor, esetleg szeles időben fent maradjon. A parókát előlről hátrafelé kell feltenni a fejre úgy, hogy a két oldalán található kis fülek a halántékhoz kerüljenek, így elkerülhető hogy ferdén álljon a haj. Ezután körbe meg kell igazítani, hogy kényelmesen feküdjön fel mindenhová, és a meglévő haj ne látszódjon ki. Végül a frizura igazítása következik ritka fogú kefével vagy kézzel. Ápoláshoz, tisztításhoz speciális paróka ápolószerek használata javasolt, amik nem károsítják az anyagot, így tartós marad.

Kedves vásárlóink figyelmét felhívjuk arra, hogy a közvetlen hőhatásnak kitett paróka (főzés, sütés közben) szálai összezsugorodnak, a frizura maradandó alakváltozást szenved! **A gyártó cég nem vállal felelősséget a hőhatás miatti károsodásokért! Hajszárító, sütővas, meleg csavaró használata egyaránt tilos.** Javasoljuk a konyhai tevékenységekhez a turbán viseletét.

A parókát ritkán szabad mosni. Puha végű, ritka fogú kefével lehet alkalmanként, kíméletesen fésülni, és minden viselés után alaposan szellőztetni. Használaton kívül fejformát utánozó tárgyra (pl. parókatartó fej) helyezve tároljuk.

PARÓKAÁPOLÓ SAMPON: langyos vízbe tegyünk kevés sampont, egyenletesen elkeverve, majd helyezzük bele a parókát és tartsuk benne 3 percig. Dörzsölni, csavarni nem szabad! Bő langyos vízzel átöblítve, kirázzuk a vizet.

A sampon helyett színes ruhához való folyékony mosószer használata megengedett.

A hagyományos hajsampon tönkreteszi a parókát, ezért a használata TILOS!

PARÓKAÁPOLÓ BALZSAM: langyos vízben elkeverünk kevés balzsamot. 3 perc eltelté után könnyedén kiöblítjük langyos vízzel, enyhén kirázzuk a vizet.

Illatmentes textilöblítővel is helyettesíthető.

PARÓKAÁPOLÓ HAJFÉNY: mosás után törölköző száraz parókát egyenletesen befújjuk a hajfény spray-vel. A szokásos módon fésüljük és formázzuk. A hajfény visszaadja a paróka csillogását és rugalmasságát.

SZÁRÍTÁS: szobahőmérsékleten, formázás, fésülés nélkül természetes módon szárítjuk.

Gyártó: Gisela Mayer GmbH

Forgalmazó: Ready Medizintechnik Kft

1085 Budapest, Rökk Szilárd u. 5.

Tel.: 06-1-327-7020, Fax: 06-1-327-7024