

5. Szavatosság

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013/V. törvény alapján a forgalmazót/gyártót kellék, illetve termék szavatossági kötelezettség terheli, hogy a vásárlás időpontjában a termék nem gyártási hibás, megfelel a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek és rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A szavatossági igény a vásárlás időpontjától számított két év alatt érvényesíthető.

Kellékszavatossági igény esetén a vásárlást követő hat hónapon belüli meghibásodás esetén vélelmezhető, hogy a termék már a kiszolgálás pillanatában hibás volt. Ennek ellenkezőjét a forgalmazónak/gyártónak kell bizonyítania. A hetedik hónaptól kezdve a vásárlás pillanatában meg lévő termékhibát a fogyasztónak kell bizonyítania. Kellékszavatossági igényét a vásárlás helyén jelentheti be.

Termékszavatossági igényvel közvetlenül a gyártóhoz vagy a nagykereskedelmi forgalmazóhoz fordulhat. Termékszavatossági igény esetén a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék már a vásárlás időpontjában hibás volt.

Szavatossági igényét a vásárlást igazoló számla vagy nyugta bemutatása mellett érvényesítheti.

Tájékoztatjuk, hogy ha panaszát nem tudja személyesen intézni, akkor a meghibásodott termék forgalmazóhoz történő eljuttatásának költsége Önt terheli

A minőségi kifogás ügyintézésére vonatkozik a fogyasztóvédelemről szóló 1997/CLV. törvény és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014.(IV. 29.) NGM rendelet.

Amennyiben nem ért egyet minőségi kifogásának intézésével, panaszával a forgalmazó székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, illetve a kamarák mellett működő békéltető testülethez fordulhat.

Szavatossági igényét bejelentheti a kiszolgáló helyen.



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

B-4013

WC magasító



2000 Szentendre, Kalászi út 3.

REHAB Zrt.

Telefon: 06-26/88-62-88

Fax: 06-1/239-4330

A **MELDORT** csoport tagja.

1. Általános ismertetés

A B-4013 típusú WC magasító minden szabványos méretű WC kagylóra felhelyezhető. Ütésálló anyagból, oldalrészén a felülést segítő kapaszkodók, kialakításával készül. A WC kagylóra történő rögzítést 4 db szabályozható beállító láb biztosítja.

Magasság: 13 cm

Termék súly:~1,6 kg

Termék terhelhetősége:100 kg

Fenntartjuk magunknak a változtatások jogát, amennyiben azok szükségessé válnak.

2. Beállítás

A termék WC magasító ülőkéből és az alábbi tartozékokból áll:

4 db rögzítő láb (műanyag)

8 db rögzítő csavar

A WC magasító lábait a csavarok (2-2db) segítségével lazán fel kell csavarozni a termék dobozán látható módon, azaz elsők a perem belső oldalán, a hátsók a perem külső oldalán kell, hogy elhelyezkedjenek. A WC kagylóra helyezés után a lábakat megfelelő méretre kell állítani, majd a csavarok teljes becsavarásával rögzíteni kell a kívánt méretet.

3. Használat

A rögzített WC magasítót a hagyományos WC-nek megfelelően lehet használni.

Az oldalrészén elhelyezett kapaszkodók a leülésnél és a felállásnál nyújtanak segítséget.

FIGYELEM!

- *A magasító oldalán elhelyezett kapaszkodókat csak mind a két kéz egyszerre történő alkalmazásával használhatják. Ellenkező esetben a WC magasító lebillen!*
- A lábak csak mind a 8 db rögzítő csavar becsavarásával használhatók!
- Laza, lötyögős lábakkal a magasító nem használható!
- Repedt, hibás lábbal a WC magasítót használni TILOS!
- Deformált, megrepedt ülőfelülettel a WC magasító használni TILOS!

4. Karbantartás, tisztítás

4.1. Tisztítás

A háztartásban használt fertőtlenítő hatású, súrolóanyagot nem tartalmazó mosószerekkel kell rendszeresen tisztítani!

Fontos a WC magasító rendszeres fertőtlenítővel történő tisztítása a fertőzésveszély elkerülése miatt!

4.2. Karbantartás

A WC magasító lábait rögzítő csavarokat időnként ellenőrizni kell, esetleg után húzni.

Pótalkatrészek a vásárlás helyén beszerezhetők!

4.3. Tárolás

Használaton kívül fertőtlenített állapotban kell tárolni.

4.4. Megsemmisítés

A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz, háztartási szeméttel kidobható.

FIGYELEM! A fertőzés elkerülése érdekében csak fertőtlenített állapotban lehet kidobni!

A Használati útmutatót a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételeivel vásárolta.