

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Easy-Clip WC-magasító, tető nélkül: cikkszám:30 11 52-2 és tetővel: cikkszám: 30 11 53-2

Ön egy Meyra terméket választott, ebből az alkalomból köszöntjük Önt és biztosítjuk arról, hogy választása megfelelő volt, ha a mobilitást tartotta szem előtt. Ehhez a termék kiváló segítség lesz. Minden termékünk szigorú minőségbiztosítási előírások mellett készül, a gyártás során több vizsgálatot hajtunk végre és a feladás előtt egy végső ellenőrzést is végzünk.

ÁTVÉTEL:

Kérjük, rögtön a kézhezvétel után - ha lehet az Átadó jelenlétében - győződjön meg arról, hogy a szállítás során esetlegesen nem sérült-e meg.

LEÍRÁS:

Ennek a WC-magasító használatával az ülés magasság kb. 10 cm-rel növelhető. Az Easy-Clip rögzítő rendszer segítségével a magasító biztonságosan és gyorsan rögzíthető (szinte) minden WC-csészéhez.

FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

A WC-magasító – helytakarékosági okokból – darabokban kerül szállításra, használat előtt a rögzítő körmöket fel kell szerelni.

- A műanyag rögzítő csavart a váll részénél pattintsa az L-alakú tartóba!
- Az L alakú tartót – csavarral a WC-magasító felé – dugja a WC-magasító kivágásába!
- Csavarja be a csavart az óramutató járása szerint!
- Ismétlje meg a műveletet a másik oldalon is!
- Hajtsa fel a WC-re szerelt fedelet és ülőket!
- Helyezze a WC-ülőkemagasítást a WC-csésze közepére úgy, hogy az első ütköző kívülről hozzáérjen a csésze elejéhez!
- Húzza meg mindkét oldalt a rögzítő csavarokat!
- Ellenőrizze a biztonságos és szilárd illeszkedést!

**LESZERELÉS:**

Kövesse a fentieket fordított sorrendben.

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK:

- A terméket csak a rendeltetési céljának megfelelően használja (ne alkalmazza, pl. lépcsőként!)
- Maximálisan 150 kg-mal terhelje a berendezést!
- Fali rögzítésű csészénél ügyeljen a csésze terhelhetőségére!
- Ügyeljen arra, hogy a magasító biztonságosan illeszkedjen!
- A támaszkodó elemeknek és az ülőke peremének szappan és tusfürdő mentesnek kell lennie a csúszásvesztély elkerülése érdekében!
- Minden használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a külső sérüléseket! Ne használja, ha sérült!
- Ne tegye ki az eszközt 85 Celsius foknál magasabb hőmérsékletnek!
- A gyártó a termékfelelősség körében sem felel olyan veszély- és károkozásért, melyek felügyelet nélküli gyermekekkel történhetnek a termék használata kapcsán.
- A termék teljesíti a 93/42/EWG orvostechnikai eszközökre vonatkozó előírásait és megfelel a 16/2006 (III. 27.) EüM. rendeletnek. Az EüM Orvostechnikai Hivatalánál 35202/2001 számon regisztrált.

ÁPOLÁS, KARBANTARTÁS:

A műanyag részekről a szennyeződés hagyományos tisztítószerrel eltávolítható. A tisztítófolyadék pH értéke 6-8 között legyen (enyhén savanyú- enyhén lúgos). Vegye figyelembe a tisztítószer tájékoztatóját is! A WC-magasító fröccsenő víz ellen védett.

Csak hagyományos szereket alkalmazzon a fertőtlenítéshez, tisztításhoz, ne pedig maró- és oldó hatású anyagokat!

JAVÍTÁS:

Ha szükséges, csak eredeti Meyra alkatrészeket használjon. Forduljon a Szakszervizhez!

MŰSZAKI ADATOK:

Cikkszám.	3011522/3011532
Mélység/Hossz [cm]:	43
Szélesség [cm]:	38
Magasság [cm]:	16
Terhelhetőség max. [kg]:	150
Nyílás [cm]:	21,5 x 27
Rögzítési szélesség [cm]	32,5 – 40,5
Súly [kg]:	1,3

Megfelelőség



Az Európai Unió 42/1993 Orvostechikai Eszközökről szóló irányelveinek és a 16/2006 (III.27) EüM rendelet előírásainak megfelel.

Garancia:

Magyarországon a Meyra-Ortopedia Kft., mint első forgalomba hozó, az eladás dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre rendeltetésszerű használat esetén.

- ◊ Ezt a tájékoztató, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek meglétekor tudjuk orvosolni. A garanciajegy pótlása csak az eredeti számla bemutatásával lehetséges.
- ◊ Az eszköz időszakos karbantartása, tisztítása a Tulajdonos feladata. Javításra csak megtisztított eszközt veszünk át.
- ◊ A gumi- és műanyag alkatrészek (ülőlappal és gumilábak) kopására, nem gyártási hibából eredő károsodására, a lakkozás illetve krómozás rongálódására a garancia nem terjed ki
- ◊ Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük hívja fel szakszervizünket a 06 (1) 230 0593 telefonszámon vagy a 06 (1) 391 1900 / 1255 melléken, ahol éjjel-nappal üzenetrögzítő fogadja hívásaikat, vagy jelentse be e-mailben a szerviz@meyra.hu címen.

Az eszköz sorszámja:

Az eladás dátuma:

Forgalmazó pecsétje, aláírása:

Megj.: **Abb.** = Abbildung = **Kép**, Illusztráció