

## Szerviz egységek:

### REHAB-ÉSZAK KFT.

3526 Miskolc, Blaskovics u. 3. Tel.: 06/46 508-284  
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125. Tel.: 06/35 300-224  
3300 Eger, Knézich u. 20. Tel.: 06/36 320-826  
3900 Szerencs, Bekecsi út 10. (Rend. Int.) Tel.: 06/47 560-130

### REHAB-GENERAL KFT.

1044 Bp., Reviczky utca 38. Tel.: 06/1 320-1606; Tel.: 06/1 783-3869  
Tel.: 06/20 950-4735 Tel.: 06/30 465-7139

### REHAB-HUNGARIA KFT.

6722 Szeged, Zászló ú. 4/A-B. Tel.: 06/62 553-480

### PRÍMA PROTETIKA KFT.

5600 Békéscsaba, Gyulai út 35. Tel.: 06/66 441-137 Tel.: 06/20 952-2135

### PROMOBIL ZRT.

1106 Budapest, Keresztúri út 4/a. Tel.: 06/1 433-7196 Tel.: 06/80 201-276

### MEYRA-ORTOPÉDIA KFT.

1044 Budapest, Megyeri út 205. Fsz. 43. Tel.: 06/1 230-0593



## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ B-4259



### Háromkerekű, fékezhető, összecukható járókeret



**Figyelem:** Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy a Jótállási jegy és annak minden szelvénye kitöltésre került!

| JÓTÁLLÁSI JEGY  | B-4259 Háromkerekű járókeret                           |
|---|--|
| <b>Eladószerv tölti ki!</b>   |  |
| A vásárlás napja 20..... hó ..... nap. ....<br>(hónap betűvel) ..... aláírás (P.H.) |  |
| <b>Levágandó jótállási, javítási szelvények</b>                                     | <b>Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre</b> |
| <b>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</b> 3   | Bejelentés időpontja: ..... 3                          |
| Típus: <b>B-4259</b>  | Bejelentett hiba: .....                                |
| Gyártási szám: .....  | Elhárított hiba leírása: .....                         |
| Kelt: ..... 20..... hó ..... nap  | A jótállás új határideje: .....                        |
| Eladó ..... aláírás (P.H.).....   | Munkalapszám: .....                                    |
|   | Kelt: .....  |
|   | 20..... hó ..... nap ..... aláírás (P.H.).....         |
| <b>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</b> 2   | Bejelentés időpontja: ..... 2                          |
| Típus: <b>B-4259</b>  | Bejelentett hiba: .....                                |
| Gyártási szám: .....  | Elhárított hiba leírása: .....                         |
| Kelt: ..... 20..... hó ..... nap  | A jótállás új határideje: .....                        |
| Eladó ..... aláírás (P.H.).....   | Munkalapszám: .....                                    |
|   | Kelt: .....  |
|   | 20..... hó ..... nap ..... aláírás (P.H.).....         |
| <b>JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY</b> 1   | Bejelentés időpontja: ..... 1                          |
| Típus: <b>B-4259</b>  | Bejelentett hiba: .....                                |
| Gyártási szám: .....  | Elhárított hiba leírása: .....                         |
| Kelt: ..... 20..... hó ..... nap  | A jótállás új határideje: .....                        |
| Eladó ..... aláírás (P.H.).....   | Munkalapszám: .....                                    |
|   | Kelt: .....  |
|   | 20..... hó ..... nap ..... aláírás (P.H.).....         |

### 1. Felhasználási terület

A B-4259 háromkerekű, fékezhető járókeret nagymértékben segíti mindazok önálló közlekedését, bevásárlását, mindennapi életét, akiknek csak kisebb segítségre van szükségük a megfelelő járásbiztonság eléréséhez, gyengeség, egyensúlyzavar esetén és képesek a fékkarokat működtetni.

### 2. Használat

A járókeret kültéri és beltéri használatra is alkalmas. A vázszerkezethez a magasságban állítható markolat csatlakozik, amelyre a hátsó fix kerekek rögzítésére szolgáló fékkar van felerősítve.

A járókeret használatánál a szakorvos, gyógytornász (vagy forgalmazó) tanácsát kell figyelembe venni.

A járókeret magasságát sík, szilárd terepen úgy állítsuk be, hogy a keretben állva a könyökök kissé hajlítottnak legyenek, de ne nyomják fel magasra a vállat.

A magassági fokozat a járókeret markolatcsövein található egy-egy rögzítő csavar oldásával majd a csövek egymáshoz viszonyított elmozdítása után a kívánt furatba történő becsavarásával állítható be.

A járókeret összecukható. Összecukáshoz oldja a kosár alatti rögzítő kart, majd a markolatokat megfogva a járókeret összecukható. Nyitáskor járjon el fordított sorrendben. Győződjön meg arról, hogy a rögzítő kar egyenes állásban van és a járókeretet nem lehet összecukni.



**FIGYELEM!** Ügyeljen arra, hogy szétnyitáskor és összecukáskor a keze, ujjja ne szoruljon a mozgó alkatrészek közé!

Amennyiben rövid időre megáll, húzza fel a markolat alatt található fék fékkarjait, megakadályozva a járókeret elgurulását. A hosszabb ideig történő álláshoz a fékkar lenyomásával fékezett állapotban tudja tartani a járókeretet.



## **FIGYELEM!**

- **A féket minden megálláskor rögzíteni kell, a járókeret elgurulását meg kell akadályozni. Elindulás előtt a féket ki kell oldani.**
- **A járókeret oldalirányban nem terhelhető!**
- **A járókeretet sík, szilárd burkolatú járófelületen lehet használni.**
- **A járófelület oldalirányú dőlése nem haladhatja meg az 5%-ot.**
- A magassági méret szabályozására szolgáló bármelyik rögzítő csavar meghibásodása, a markolat megsérülése, hibás fékrendszer, sérült kerék esetén a járókeretet nem lehet használni. A sérült alkatrészt ki kell cserélni!
- Hibás fékrendszer esetén a járókeret nem használható!
- A rögzítő csavarok nem lötyöghetnek! Jó meghúzásuk szükséges.
- Minden használat előtt a fékek hatékonyságát ellenőrizni kell!
- Hibás reteszelő szerkezettel a járókeretet használni TILOS!
- A kerekek eltörése, külső görgő felületében roncsolódása esetén a kereket ki kell cserélni – billenés veszély, elakadás, bukásveszély miatt.
- A járókeret túlterhelése tilos, a járókeret elhajlásához, esetleges töréséhez vezethet.

*Alkatrészek beszerzése a termék, vásárlási – vagy kiszolgálási helyén lehetséges.*

### **3. Karbantartás, tárolás**

#### **3.1 Karbantartás**

A járókeret különös karbantartást nem igényel. Az összecsukást biztosító szerkezet, valamint az összeerősítő csavaroknak az időnkénti ellenőrzése, utánhúzása szükséges.

A használat során előfordul hogy a gumikopás vagy a bowdenhuzal tágulása miatt a fékhatás csökken. Ebben az esetben a fékbowden feszítésével könnyen javíthat a fékhatáson. Lazítsa meg a bowdenfeszítő csavaron a hatlapfejű anyát, a csavar recés fejének elcsavarásával feszítsen a bowdenhuzalon, majd húzza meg az anyát.



#### **3.2 Tisztítás**

A járókeretet karcolásmentes mosószeres vízzel, kicsavart puha textildarabbal lehet lemosni, majd tiszta vizes kicsavart textillal áttörölni. A járókeret minden része a háztartásokban szokásosan használt tisztító és fertőtlenítő szerekkel tisztítható, ill. kezelhető. Ajánlatos időnként a markolatot a ráakódott szennyeződésektől megtisztítani.

#### **3.3 Tárolás**

A járókeretet a kisebb helyigénye miatt összecsukott állapotban érdemes tárolni.

#### **3.4 Megsemmisítés**

A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. Az elhasznált járókeretet a fém hulladékgyűjtő helyen lehet leadni.

### **4. Jellemző méretek, adatok**

Tömeg: ..... 7 kg  
Felhasználó max. megengedett tömege: ..... 100 kg  
Markolat magasság: ..... 800–900 mm  
Magasság állíthatóság : ..... 25,4 mm/fokozat  
Kerék méret: ..... Ø 190 mm

**A Használati útmutatót, Jótállási jegyet a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!**

### **JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK**

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által átvett termékre társaságunk a jogszabályok által meghatározott jótállást vállal. A jótállási idő az átvétel napjától számított 12 hónap.

A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi, a megfelelő adatok kitöltésével és bélyegzésével.

**A jótállási igény a jótállási jeggyel és a számlával a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető.**

A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. A jótállás megszűnik, ha a hiba rendellenes használat, átalakítás, helytelen kezelés és tárolás, erőszakos külső behatás, szakszerűtlen beavatkozás, a meghibásodás bejelentésének elmulasztása, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.

A kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használatból eredő meghibásodások, valamint a természetes használatból eredő kopás nem tartozik a jótállás keretébe.

A terméket kijavításra átvételi elismervény ellenében kell átvenni.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrészt építhető be, továbbá a jótállási jegyen feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka, a javítás módja, a visszaadás időpontja és a kijavítás időtartamával meghosszabbított jótállási idő.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a területileg illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelőségéhez, illetve a kamarák mellett működő békéltető testületekhez fordulhat.

A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

### **REHAB Zrt.**

A **MECORT** csoport tagja.



2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Telefon: 06-26/88-62-88

Fax: 06-1/239-4330