



## Használati utasítás

### 1 Rendeltetés

A Derma Seal Trans Ped 453D2 kizárólag az alsó végtag protetikai ellátására használható.

### 2 Indikáció

Lifranc és Chopart műtéten átesett amputáltak ellátására.

### 3 Leírás

A Derma Seal Transped rendkívül nyúlékony Lycra Spandex anyagból készül. A varrás nélküli csonkharisnya ráncmentesen simul rá a lábcsonkra – disztális belső felülete polimer-gél réteggel van bevonva.

A polimer-gélt gyógyhatású ásványi olajat tartalmaz. Ez az anyag különösen bőrbarát tulajdonságú, hordás közben kioldódik a gélből és ily módon ápolja a bőrt.

A gél viszkózus tulajdonságának köszönhetően csökken a kellemetlen dörzsölődés nyomás és terhelés.

A kevert szálás szövet elvezeti a nedvességet és a meleget a csonkról.

A Derma Seal Trans Ped anyagának és a belső polimer-gél bevonatának köszönhetően rendkívül kellemes viseletet jelent.

### Forgalmazza:

Otto Bock Hungária Kft. 1135 Budapest, Tatai út 74.

Tel.: 06 1 451 10 20 + Fax: 06 1 451 10 21 + [www.ottobock.hu](http://www.ottobock.hu) + [info@ottobock.hu](mailto:info@ottobock.hu)



QUALITY FOR LIFE

#### 4 Használati és ápolási tudnivalók

A Derma Seal Trans Ped csonkharisnyát úgy kell felhúzni, mint a közönséges harisnyát, hogy a polimer-gél réteg közvetlenül a csonk bőrével érintkezzen. Ezáltal a benne lévő gyógyhatású ásványi olaj optimálisan fogja ápolni a bőrt.

A csonkharisnyát minden egyes használat után (egy napi használat után mindenképpen) kézzel finom mosószerrel 30°-os vízben ki lehet mosni. Ne facsarjuk ki! Tiszta vízzel alaposan öblítsük ki.

A polimer-gél bevonat miatt a száradás kicsit tovább tarthat. A folyamat meggyorsítható ha a frissen mosott csonkharisnyát törülközőbe tekerve előszárítjuk. Végezetül szárítóra vagy frottír törülközőre terítve továbbszárítható.

**A Derma Seal Trans Ped csonkharisnyát nedvesen hordani tilos.**

Ha csökkenteni kívánjuk a polimer-gél tapadását, a csonkharisnya belsejét enyhén beszórhatjuk hintőporral.

A csonk bőrének jobb higiéniéje szempontjából ajánlatos naponta néhány órára mellőzni a harisnya viseletét, hogy a bőr friss levegővel érintkezhesen.

#### 5 Szállítójegyzék

Cikkszám	Méret	Harisnyahossz
453D2=N	standard	22 cm
453D2=XL	extra hosszú	50 cm

#### 6 Garancia

A gyártó kizárólag abban az esetben vállal felelősséget, ha a terméket a megadott feltételek betartásával és rendeltetésének megfelelően használják. A gyártó ajánlja, hogy a terméket szakszerűen kezeljék és karbantartását a használati utasításban foglaltak szerint végezzék.

#### 7 Megfelelőségi nyilatkozat

Az Otto Bock kizárólagos gyártói felelősséget vállal arra, hogy a 453D5 Derma Seal Trans Ped csonkharisnya mindenben megfelel a gyógyászati termékekre vonatkozó 93/42/EGK Direktíva rendelkezéseinek. A direktíva IX. Függelékében felsorolt osztályozási kritériumok alapján a terméket az I. osztályba sorolták.

A Lycra a Dupont védett márkája.

#### Forgalmazza:

Otto Bock Hungária Kft. 1135 Budapest, Tatai út 74.

Tel.: 06 1 451 10 20 + Fax: 06 1 451 10 21 + [www.ottobock.hu](http://www.ottobock.hu) + [info@ottobock.hu](mailto:info@ottobock.hu)