

# ABC Basic szilikonos mellprotézis

## Használati utasítás

A külső mellprotézisek célja, hogy a mellműtött nők megjelenését és egyensúlyát helyreállítsa, ezért kérjük, tartsa be az alábbi tanácsokat, hogy az ABC mellformája sokáig szolgálja az Ön elégedettségét és mindennapjainak kényelmét:

**Tisztítsa** meg mindennap langyos szappanos vízzel, öblítse le, és egy puha törülközővel törölje szárazra. A klóros vagy sós víz nem árt az ABC mellformának.

**Tárolja** a mellprotézist az eredeti dobozában és az eredeti tárolási formájában.

**Vigyázzon** az éles, hegyes tárgyakkal! Semmiféleképp ne kerüljön a mellprotézis közelébe tű, törött köröm, macskakarom vagy olló, mert a fólián keletkezett sérülés nem javítható.

**Kerülje** a mellprotézis erős dörzsölését, csavarását vagy hirtelen megrántását.

**Ne használjon** a mellprotézis felületén közvetlenül parfümöt, forró tárgyat vagy forró vizet!

**Ne használja** az ABC külső szilikonos mellprotézist a seb teljes gyógyulásáig.

**Az ABC Basic mellprotéziseket** a protézistartó melltartó hátsó zsebébe csúsztatva kell viselni. A személyes próba során a megfelelő méret és forma kiválasztásában, és a viselés részleteinek bemutatásában szaktanácsadók segítenek a gyógyászati szaküzletekben. Fontos, hogy a melltartó és a mellprotézis az Ön alkátának, műtéti sajátosságainak megfelelő típusú és méretű legyen!

## Garancia

Az Ön mellformájára kétéves gyártói garancia vonatkozik. Amennyiben úgy véli, hogy bármi gyártásból eredő hibája van a protézisének, amely korlátozza a használatot, úgy forduljon közvetlenül a forgalmazójához. Amennyiben valóban gyártásból eredő hibáról van szó, úgy az ABC kicseréli a protézisét.

## Technikai adatok

Az ABC szilikonos mellprotézisek teljes minőségellenőrzésen esnek át. A használat során keletkező esetleges elszíneződés nem befolyásolja a termék funkcióját és minőségét.

Minden szilikon mellforma polyuretán filmréteggel borított szilikongél, amelynek alapanyaga polydemthylsiloxane és színezőanyag. Továbbá a következő típusok könnyített üreges microrészecskéket tartalmaznak: Lightweight, Flowable Back, Dual-Soft, Massage-Form® kollekción, ABC Diamond kollekción és az ABC Myform™ kollekción.

Az **ABC Basic mellprotézisek** indikációja: masztektómia után a műtéti heg teljes gyógyulását, valamint a sugárterápiás kezelés befejezését követően a műtéti és alkati adottságoknak megfelelő ellátásra.

Az ABC szilikonos mellprotézisek külső használatra készültek, nincs felhasználási kockázatuk vagy mellékhatásuk a normál használat mellett.

A klóros és sós víz nem okoz kárt az ABC szilikonos mellprotézisekben.

Magyarországi forgalmazó és tanácsadóközpont: Női Egészség Centrum Kft Szaküzlet 1042 Budapest József Attila u. 79/81. Tanácsadóvonal: 70 384 4141 Weboldal: [www.noiegeszsegcentrum.hu](http://www.noiegeszsegcentrum.hu) email: [info@noiegeszsegcentrum.hu](mailto:info@noiegeszsegcentrum.hu)