

Szerviz egységek:**REHAB-ÉSZAK KFT.**

3526 Miskolc, Blaskovics u. 3. Tel.: 06/46 508-284
 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125. Tel.: 06/35 300-224
 3300 Eger, Knézich u. 20. Tel.: 06/36 320-826
 3900 Szerencs, Bekecsi út 10. (Rend. Int.) Tel.: 06/47 560-130

REHAB-GENERAL KFT.

1044 Bp., Reviczky utca 38. Tel.: 06/1 320-1606; Tel.: 06/20 950-4735

REHAB-HUNGARIA KFT.

6722 Szeged, Zászló ú. 4/A-B. Tel.: 06/62 553-480

PRÍMA PROTETIKA KFT.

5600 Békéscsaba, Gyulai út 35. Tel.: 06/66 441-137; Tel.: 06/20 952-2135

PROMOBIL ZRT.

1106 Budapest, Keresztúri út 4/a. Tel.: 06/1 433-7196; Tel.: 06/80 201-276

MEYRA-ORTOPÉDIA KFT.

1044 Budapest, Megyeri út 205. Tel.: 06/1 230-0593

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**B-4295****Fordítható kádülőke**

Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy a Jótállási jegy és annak minden szelvénye kitöltésre került!



JÓTÁLLÁSI JEGY		B-4295 Fordítható kádülőke	
Eladószerv tölti ki!			
A vásárlás napja 20..... hó nap. (hónap betűvel) aláírás (P.H.)			
Levágandó jótállási, javítási szelvények		Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre	
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY		3	3
Típus: B-4295		Bejelentés időpontja:	
Gyártási szám:		Bejelentett hiba:	
Kelt: 20..... hó nap		Elhárított hiba leírása:	
Eladó aláírás (P.H.)		A jótállás új határideje:	
		Munkalapszám:	
		Kelt:	
		20..... hó nap aláírás (P.H.)	
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY		2	2
Típus: B-4295		Bejelentés időpontja:	
Gyártási szám:		Bejelentett hiba:	
Kelt: 20..... hó nap		Elhárított hiba leírása:	
Eladó aláírás (P.H.)		A jótállás új határideje:	
		Munkalapszám:	
		Kelt:	
		20..... hó nap aláírás (P.H.)	
JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY		1	1
Típus: B-4295		Bejelentés időpontja:	
Gyártási szám:		Bejelentett hiba:	
Kelt: 20..... hó nap		Elhárított hiba leírása:	
Eladó aláírás (P.H.)		A jótállás új határideje:	
		Munkalapszám:	
		Kelt:	
		20..... hó nap aláírás (P.H.)	

1./ Felhasználási terület:

A B-4295 típusú fordítható kádülőke mozgássérültek otthoni használatára, a házi betegfürdetés megkönnyítésére szolgál, de alkalmazható kórházakban, szociális intézményekben is. Segít minden olyan esetben, amikor a beteg ülni és kapaszkodni képes.

2./ Jellemző adatok:

A fordítható kádülőke olyan peremes fürdőkádakhoz használható, melyekbe a kitámasztó szerkezettel biztonságosan rögzíthető, és a jobb és baloldali szélső helyzetben sem tud bebillenni a kádba.

Felhasznált anyagok: szerkezeti acél, rozsdamentes acél, műanyag, gumi, felületkezelte kötőelem.

Befoglaló méret (hossz x szélesség x magasság): 72x52x56 cm

Tömeg: 6,5 kg

A felhasználó megengedett max. testtömege: 100 kg

3./ Használat:

A kád szélére felhelyezett kádülőkét a gumivégű állítócsavarokkal a kád belső méretének megfelelően (kitámasztani) rögzíteni kell.

Az ülőke az oldalsó fordítókar felhúzása után a kívánt irányba elfordítható. A kar elengedése után az ülés az előre kialakított helyzetbe automatikusan rögzül, ami a be és kiszállást biztonságossá teszi. Amennyiben a beteg erőnléte megengedi a terméket egyedül is használhatja.

4./ Karbantartás, tárolás:

4.1. *Tisztítás*

A termék minden része a háztartásokban szokásosan használt tisztító és fertőtlenítő szerekkel tisztítható, ill. kezelhető.

A műanyagülőkét időnként (intézményi használat esetén minden használat után) fertőtlenítőszeres vízzel szükséges lemosni, az esetleges fertőzések elkerülése érdekében!

4.2. *Karbantartás*

A termék nem rozsdamentes anyagból készült alkatrészei műanyag alapú festékekkel vannak védve, csökkentve a korróziós hajlamot. Ügyeljen, hogy a festékréteget ne sértse fel a fém részeken. A terméket használat után szárazra kell törölni, illetve megszáritani a korrózió és vízkőlerakódás meggátolása érdekében.

FIGYELEM !

- **A terméket a kádhoz történő rögzítés, kitámasztás nélkül használni TILOS!**
- Az állítócsavar megsérülése esetén (menetszakadás, gumivég kitörés) a termék használata TILOS!
- A megsérült fordítókarral (elhajlás, eltörés) a termék nem használható!
- Az ülőke rögzülés nélküli használata nem biztonságos! (Billenés és csúszásveszély)
- Sérült, repedt ülőkével a termék nem használható!
- A csővégeket lezáró, műanyag fogantyúkat sérülése esetén (repedés, kitörés, leválás) ki kell cserélni! Sérülés, billenés veszély!
- A terméket csak a megadott maximális súlyig lehet terhelni!
- Fenntartjuk magunknak a változtatások jogát, amennyiben azok szükségessé válnak.

Alkatrészek beszerzése a termék, vásárlási - vagy kiszolgálási helyén lehetséges.

4.3. *Tárolás*

A fürdőkádülőkét száraz, páramentes helyen tárolja.

4.4. *Megsemmisítés*

A termék veszélyes anyagot nem tartalmaz. A vázszerkezetet a fém hulladékgyűjtő helyre kell leadni.

A Használati útmutatót és a Jótállási jegyet a kihordási idő végéig meg kell őrizni, ha az eszközt társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta!

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által átvett termékre társaságunk a jogszabályok által meghatározott jótállást vállal. A jótállási idő az átvétel napjától számított 12 hónap.

A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi, a megfelelő adatok kitöltésével és lebélyegzésével.

A jótállási igény a jótállási jeggyel és a számlával a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető.

A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. A jótállás megszűnik, ha a hiba rendellenes használat, átalakítás, helytelen kezelés és tárolás, erőszakos külső behatás, szakszerűtlen beavatkozás, a meghibásodás bejelentésének elmulasztása, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.

A kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használatból eredő meghibásodások, valamint a természetes használatból eredő kopás nem tartoznak a jótállás keretébe.

A terméket kijavításra átvételi elismervény ellenében kell átvenni. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka, a javítás módja, a visszaadás időpontja és a kijavítás időtartamával meghosszabbított jótállási idő.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni. Annak két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a forgalmazó székhelye szerinti megyei (fővárosi) fogyasztóvédelmi felügyelőséghez vagy a kamarák mellett működő békéltető testületekhez fordulhat.

A jótállás a jogosult törvényből eredő jogait nem érinti.

Tájékoztatjuk, hogy a kádülőkét javításra, csak tisztán, fertőtlenített állapotban tudjuk átvenni. Ellenkező esetben a javítási igényt kénytelenek vagyunk visszautasítani!



REHAB Zrt.

2000 Szentendre, Kalászi út 3.

Telefon: 06-26/88-62-88

Fax: 06-1/239-4330

A MECORT csoport tagja.