

**Kiszolgáló, illetve méretvevő helyeink:**

* 5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.	Tel/fax: 66/441-137
5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.	Tel: 66/326-585
5630 Békés, Piac tér 30-as Pávilon	Tel: 66/411-250
5630 Békés, Kőrösi Cs. S. u. 14. Egészségsarok	Tel:20/468-7609
5700 Gyula, Semmelweis u. 4.	Tel: 66/464-445
5900 Orosháza, Könd u. 59.	Tel: 68/473-273
5540 Szarvas Szabadság út 26.	Tel: 66/210-442
<hr/>	
* 6724 Szeged, Pácsirta u.1.	Tel: 62/543-795, 62/543-796
6724 Szeged, Pácsirta u. 2.	Tel: 62/310-294
6724 Szeged Tisza L. krt. 97.	Tel: 62/310-152
6760 Kistelek, Kossuth u. 19.	Tel: 20/344-2141
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 6.	Tel: 62/220-591
6900 Makó, Szegedi út 2.	Tel: 62/219-472
6900 Makó, Kálvária u. 1.	Tel: 62/209-127
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.	Tel: 63/471-977
<hr/>	
* 6000 Kecskemét, Szent István Krt 48.	Tel/fax:76/507-052, 76/507-053
6000 Kecskemét, Nyíri u. 38./c	Tel: 76/326-327
6400 Kiskunhalas, Dr.Monszpart L. u. 1.	Tel: 77/423-212
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106.	Tel: 76/455-154
6060 Tiszakécske, Szolnoki út 2.	Tel: 76/440-429
6100 Kiskunfélegyháza, Attila u. 2.	Tel: 76/431-799
<hr/>	
* 5000 Szolnok, József A. u.83.	Tel/fax: 56/513-170
3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20-22.	Tel: 20/968-4755


**GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖKET  
GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ  
PRIMA-PROTETIKA KFT.**

Székhely: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.

Telefon/fax: 66/441-137 20/938-9750

Telephely: 5600 Békéscsaba, Vandhátai út 1.

Székhely, telephely MSZ EN ISO 9001 szabvány szerint auditálva

Tel.: 66/529-470, Fax: 66/529-480

E-mail: info@prima-protetika.hu

 Internet cím: <http://www.prima-protetika.hu>


## VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

**D-4321**
**Kifordítható fürdőkádülőke**

Amennyiben kérdése merülne fel, vagy segítségre van szüksége keresse munkatársainkat a \*-gal jelölt gyártóhelyeken (szervíz, javítás stb.).

Viszonteladók részére nagykereskedelmi lerakatunkban gyógyászati segédeszközök és rehabilitációs termékek forgalmazását végezzük kedvező nagykereskedelmi áron.

**Nagykereskedelmi lerakat:**

5600 Békéscsaba, Vandhátai út 1.

Tel.: 66/529-479 Fax: 66/529-485

*Köszönjük figyelmét, munkájához jó egészséget kívánunk.*

**PRIMA-PROTETIKA Kft.**
**„GYORS SEGÍTSÉG A BAJBAN”**

A tájékoztatót készítette:

Droppa Éva

Jóváhagyta:

Baranyi Csaba termékismertető/termékfejlesztő

A vásárlói tájékoztató kiadva:

2016. április 10.

Gyártási szám: .....

Megrendelő neve: .....

címe: .....

Megrendelő TAJ száma: .....

Termék átadásának kelte: 20..... év ..... hó ..... nap

Felíró orvos neve:.....

**Ezen tájékoztatót a kihordási idő végéig őrizze meg, és szükség esetén ezzel együtt keresse fel társaságunkat!**

EAN kód címke:

**A kockázatokról olvassa el a vásárlói tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!**

# TISZTELT VÁSÁRLÓNK!

Tisztelettel kérjük, hogy az Ön által átvett gyógyászati segédeszközzel együtt átadott tájékoztatót szíveskedjen elolvasni és megőrizni, szükség esetén – ezzel együtt – kiszolgáló helyünket felkeresni.

## 1. Általános leírás

Az Ön által megrendelt és átvett eszköz az emberi test anatómiájának figyelembe vételével készült. Orvosi rendelvényre, társadalombiztosítási támogatással a 14/2007. (III.14.) EüM rendelet alapján adható ki.

A kifordítható fürdőkádülőke azok számára jelenthet segítséget, akiknek a tisztálkodás során a fürdőkádba történő leülés, illetve felállás nehézséget okoz. Otthoni használatra készül, de alkalmazható szociális vagy egészségügyi intézményekben is.

## 2. Használat

A kifordítható fürdőkádülőke előnye, hogy a kádba ki- és beszállás úgy könnyíthető meg, hogy a megfelelően rögzített ülőkét kifordítjuk, aztán a beteg elhelyezkedhet a támlás székben. Segítő közreműködésével ezután befördítható a kádba.

A befördítési és kifordítási műveleteknél ügyelni kell arra, hogy a beteg lábai ne akadályozzák a mozgást. A kifordítható fürdőkádülőkét csak függőlegesen terheljük.

Karbantartására, időszakos átvizsgálására gondos figyelmet kell fordítani, mivel az eszköz használata párás, nedves, vizes környezetben történik. Mechanikai kopás, korrodálás, deformáció esetén az eszköz csak javítás után használható. A javítást csak megfelelően képzett szakember végezheti.

Rendeltetés ellenes használatból, túlterhelésből, átalakításból, helytelen kezeléssel eredő károkért a gyártó nem vállal felelőséget, valamint a garancia nem érvényesíthető.

## 3. Műszaki leírás

D-4321 típusú kifordítható fürdőkádülőke nem állítható szélességű, de a legtöbb forgalomban lévő standard fürdőkádhoz illeszkedik. Az eszköz vázszerkezete acélcsőből készül, hegesztett kötésekkel. A vázszerkezet korrózió elleni védelmét ráolvasztott műanyag porlakk bevonat biztosítja.

A csővégeket műanyag dugók zárják le. A tapadás növelése céljából, illetve az ülőke és a kád bevonatának védelme érdekében a vázszerkezet kádra felfekvő felületeit műanyag csövek védik.

A kifordítható fürdőkádülőke rögzítése a két oldalon elhelyezett rögzítő csavarok segítségével könnyen megoldható.

Maximális terhelhetőség:	100 kg	Magasság:	470 mm
Saját tömeg:	7 kg	Szélesség:	715 mm
		Hossza:	545 mm

## 4. Tisztítás

A szennyezett felületeket háztartási tisztítószerrel javasoljuk lemosni. Ezt követően tiszta vízzel öblítsük le és száraz ruhával töröljük át.

## 5. Minőségtanúsítás

EEKH regisztráció (012) nyilv.tartási szám: HU/CA01/44853/14  
EEKH gyártó kódja: HU/11046893-2-04

## **OEP által támogatott termék.**

## 6. Megfelelőségi nyilatkozat

Termékünk, melyre a megfelelőségi nyilatkozat vonatkozik, teljes mértékben kielégíti az orvostechikai eszközökről szóló, 4/2009. (III.17.) EüM rendelet 1. mellékletében – I. osztályba sorolt eszközök - rá vonatkozatható alapvető követelmények mindegyikét.

*Kedves vásárlónk!*

*Mi, a PRIMA-PROTETIKA Kft dolgozói reméljük, hogy mind termékeinkkel, mind kiszolgálásunkkal kivívjuk elégedettségét és megtartjuk Önt vevőink között!*

.....