

BACTIGRAS[◇]

Klórhexidin acetát tartalmú tillkötyszer

STERIL Egyszeri használatra. Gamma besugárással sterilizált.

Nem használható fel, ha a csomagolás nyitott vagy sérült.

Száraz helyen tárolandó (<25°C)!

Leírás

A BACTIGRAS 0,5% klórhexidin acetátot tartalmazó fehér lágyparaffinnal impregnált lenvászonból készült kötszer.

A kötszer kiszerezése kétféle: vagy egyesével csomagolt kötszer feltéphető tasakban, vagy egyik sarkán bevágott, feltéphető tasakban található tekercs.

Hatásmechanizmus

A BACTIGRAS elválasztó réteget képez a sebfelület és a másodlagos fedőkötés között, és ily módon lehetővé teszi a váladék bejutását a felszívóképességű másodlagos fedőkötésbe.

A klórhexidin acetát antiszeptikum lassan szabadul fel a termékből, amely a Gram-pozitív, illetve a Gram-negatív baktériumok ellen hosszantartó hatást eredményez.

Javallatok

A BACTIGRAS csak lokális kezelés céljára használható.

A termék használata számos, fertőzésveszélynek kitett seb esetében ajánlott, illetve már fertőzött seb esetén a szisztémás antibiotikus kezeléssel együttesen javasolt. A BACTIGRAS az alábbi sebek esetén használható:

- kisebb égések és forrázások,
- bőrpedések, horzsolások és egyéb hámsérülések,
- bőr-transzplantáció adó-, illetve fogadóoldala
- lábszárfelekélyek.

Használati utasítás

1. A szokásos eljárásoknak megfelelően tisztítsa meg a sebet.
2. Válassza ki a megfelelő méretű kötszert, és nyissa fel a tasakot. (vagy tépje le a tekerces csomagolás végét)
3. Kesztyű és csipesz használatával távolítsa el a védő papírrétegeket. (a tekercs kiszerezésénél csak egy védő papírréteg van)
4. Egyetlen rétegben fektesse a terméket közvetlenül a sebfelületre.
5. Ha szükséges, használjon nedvszívó másodlagos fedőkötést, és rögzítse rögzítópólyával vagy lappal.
6. Eltávolítás: a BACTIGRAS kötszert nem kell eltávolítani a nedvszívó másodlagos fedőkötés cseréjekor.
A csere gyakorisága a klinikai körülmények függvénye: napi több alkalom és heti két alkalom között váltakozhat.
7. Ha a kötés hozzátapad a sebhez, óvatosan áztassa le steril sóoldat segítségével.

Övintézkedések a használat során

A BACTIGRAS nem használható a teljes testfelület 10%-át meghaladó felületen.

A termék nem használható olyan betegeknek, akik allergiások a klórhexidinke. Dermatitis, irritáció, illetve fényérzékenységi tünetek csak ritkán fordulnak elő. Ritkán tapasztaltak a termékkel kapcsolatban klórhexidinre adott anafilaxiás reakciót.

A termék a szemmel, a középfüllel, az agyhártyával és az agyszövetekkel ne érintkezzen!

A BACTIGRAS nem alkalmazható együttesen szappanokkal, egyéb anionos anyagokkal (például egyes bőrtisztítókkal), valamint kálium joddal.

Szintén kerülendő a BACTIGRAS együttes használata oxidáló hatású sebtisztítószerekkel (például Eusol, hidrogén peroxid, illetve jód tartalmú oldatok).

A Bactigras rendelkezésre álló méretei és kiszerezései:

Kód	Méret	Kiszerezés
7456	5 cm x 5 cm	50 db /doboz
7457	10 cm x 10 cm	10 db /doboz
66003650	10 cm x 10 cm	50 db/doboz
66003661	10cm x 40 cm	10 db /doboz
7461	15 cm x 20 cm	10 db / doboz
66007505	15 cm x 1 m	12 db /doboz

Gyártó

Készült Angliában, gyártó: Smith & Nephew Medical Limited, Hull HU3 2BN England

[◇] A Smith & Nephew bejegyzett márkanevei

© Smith & Nephew, 2003

www.smith-nephew.com

CE 0086