

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Amennyiben az Ön által vásárolt termék ára bruttó 10.000,- ft feletti, abban az esetben társaságunk a 151/2003. (IX.22) számú Kormányrendeletben meghatározott jótállást vállal. A jótállási idő az átvételtől számított 12 hónap.

Ha a termék az átvétel napjától számított három munkanapon belül olyan mértékben meghibásodott, hogy a rendeltetésszerű használatot akadályozza, úgy az átvétel helyén azonos típusúra cserélhető.

A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi a megfelelő adatok kitöltésével és bélyegzésével.

A jótállási igény a jótállási jeggyel a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető. A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után.

A jótállás megszűnik, ha a hiba rendellenes használat, átalakítás, helytelen kezelés és tárolás, erőszakos külső behatás, szakszerűtlen beavatkozás, meghibásodás bejelentésének elmulasztása, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.

A kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használatból eredő meghibásodások, valamint a természetes használatból eredő kopás nem tartozik a jótállás keretébe.

A fentiekből, illetve a kezelési hibából adódó indokolatlan javítási költségek a vásárlót terhelik.

A terméket kijavításra átvételi elismervény ellenében kell átvenni.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka és javítás módja, a visszaadás időpontja és a javítás időtartamával meghosszabbított jótállási idő.

A javítást végzőnek törekednie kell arra, hogy a javítást legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni annak két példányra a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez fordulhat. A jótállás a jogosult törvényből eredő egyéb jogait nem érinti.

Kiszolgálás időpontja:

Kiszolgáló hely bélyegzője

Hiba bejelentés időpontja:

Munkalapszám:

Bejelentett hiba:

Elhárított hiba:

Megjavítás időpontja:

A jótállás új határideje:

Kelt.:

Aláírás Ph.

Jótállási szelvény

Típus:

Gyártási szám:

Átvétel dátuma:

Előadó:

Aláírás Ph.



3526 Miskolc, Blaskovics u. 3.

46/508-283

3300 Eger, Knézych Károly u. 20.

36/320-826

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 25.

35/300-224

3900 Szerencs, Bekecsi út 10.

47/560-130

3600 Ózd, József Attila u. 31/A

48/569-239

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AV-21 Tenyértámasztó

Méret táblázat

JOBB	BAL
XS	XS
S	S
M	M
L	L
XL	XL

1. Általános ismertetés, használat:

A tenyértámasztó rugalmas gumiszövetből készül, bedolgozott könnyűfém sínezettel, mely rögzíti és tehermentesíti a csuklóízületet. A felhelyezés és megfeszítés tépőzárakkal történik.

2. Javallat

Védi, rögzíti, és tehermentesíti a csukló ízületet. A sínezet nyugalmi helyzetet biztosít a megfelelő kézfejállás alkalmazásával. Csökkenti az inaktivitási időt. Használható distorsio, subluxatio, luxatio, arthritis, tendovaginitis, postoperatív állapot esetén.

3. Felvétele és használata

A termék egyszerűen felhelyezhető, a megfelelő pozícióban a csukló alá helyezve a tépőzárak segítségével beállítjuk a kívánt feszességet, rögzítjük az eszközt.

4. Tisztítás

A tenyértámasztó rugalmas gumiszövetből készül tisztítása a tenyértámaszték kiemelése után gépben vagy kézzel max. 40°C-on semleges mosószerrel történhet.

Centrifugálni, vasalni tilos!

5., Szavatosság:

A gyártó a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó rendeletei, valamint az 1. számú Polgári Gazdasági Elvi Döntés-ben foglaltaknak megfelelően a termék rendeltetésszerű használata mellett 6 hónap kötelező szavatosságot biztosít a jelen terméknek. A szavatossági igényt a vásárlás vagy kiszolgálás helyén lehet érvényesíteni a vásárlást igazoló blokkal, vagy a használati útmutatóval.

6. Gyártói Megfeleléségi Nyilatkozat:

A Rehab-Észak Kft. tanúsítja, hogy jelen termék a 4/2009 (III. 17) EüM orvostechikai eszközökről szóló rendelet hatálya alá tartozónak nyilvánított, I. kockázati osztályú orvostechikai eszköz. Megfelel a rendelet 1. számú mellékletében foglalt alapvető követelményeknek és rendelkezik a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg, a kezelő vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A KIHORDÁSI IDŐ VÉGÉIG MEG

KELL ŐRIZNI !

