

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

Amennyiben az Ön által vásárolt termék ára bruttó 10.000,- ft feletti, abban az esetben társaságunk a 151/2003. (IX.22) számú Kormányrendeletben meghatározott jótállást vállal. A jótállási idő az átvételtől számított 12 hónap.

Ha a termék az átvétel napjától számított három munkanapon belül olyan mértékben meghibásodott, hogy a rendeltetésszerű használatot akadályozza, úgy az átvétel helyén azonos típusúra cserélhető.

A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi a megfelelő adatok kitöltésével és bélyegzésével.

A jótállási igény a jótállási jeggyel a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető. A jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után.

A jótállás megszűnik, ha a hiba rendellenes használat, átalakítás, helytelen kezelés és tárolás, erőszakos külső behatás, szakszerűtlen beavatkozás, meghibásodás bejelentésének elmulasztása, elemi kár (villámcsapás, tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.

A kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használatból eredő meghibásodások, valamint a természetes használatból eredő kopás nem tartozik a jótállás keretébe.

A fentiekből, illetve a kezelési hibából adódó indokolatlan javítási költségek a vásárlót terhelik.

A terméket kijavításra átvételi elismervény ellenében kell átvenni.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen feltüntetésre kerül a bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka és javítás módja, a visszaadás időpontja és a kijavítás időtartamával meghosszabbított jótállási idő.

A javítást végzőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni annak két példányra a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez fordulhat. A jótállás a jogosult törvényből eredő egyéb jogait nem érinti.

Kiszolgálás időpontja:

Kiszolgáló hely bélyegzője

Hiba bejelentés időpontja:

Munkalapszám:

Bejelentett hiba:

Elhárított hiba:

Megjavítás időpontja:

A jótállás új határideje:

Kelt.:

Aláírás Ph.

Jótállási szelvény

Típus:

Gyártási szám:

Átvétel dátuma:

Előadó:

Aláírás Ph.



3526 Miskolc, Blaskovics u. 3.

46/508-283

3300 Eger, Knézych Károly u. 20.

36/320-826

2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 25.

35/300-224

3900 Szerencs, Bekecsi út 10.

47/560-130

3600 Ózd, József Attila u. 31/A

48/569-239

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AH-10 haskötő

Méret táblázat

Méret sorozat	Derékméret cm-ben
S	80-90
M	90-100
L	100-110
XL	110-120
XXL	120-130

1., Általános ismertetés, használat:

Hasfali sérv, operált hasfali sérv, köldök sérv esetén rendelhető adaptív eszköz. A haskötő rugalmas bordás gumiszövetből készül. Felhelyezés, rögzítés tépőzár segítségével történik.

2., Felvétele és használata:

A haskötő a test kontúráját kiválóan követő rugalmas gumiszövetből készül. Felvételkor helyezük kinyitott állapotban a test köré a has magasságában a fehérmű fölé, majd a test körül összehúzva elől a tépőzárral rögzítjük. A felhelyezés és használat során minden esetben tartsuk be az orvos utasításait!

Haskötőt éjszaka viselni csak külön orvosi utasításra szabad!

FIGYELEM!


Amennyiben bármilyen problémát tapasztal, azonnal hagyja abba az eszköz használatát, és vegye fel a kapcsolatot az eszközt rendelő orvossal és/vagy az eszközt kiszolgáltató céggel.

Amennyiben nem használja az eszközt tiszta, száraz helyen tárolja.

3., Tisztítás:

A haskötőt 40°C-nál nem melegebb vízben, semleges hatású mosószerrel, kézzel lehet mosni. A gumi részek kivételével vasalható.

TILOS mosógépben mosni, súrolni, csavarni, centrifugálni, valamint forró fűtőtest közelében szárítani.



5., Szavatosság:

A gyártó a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó rendeletei, valamint az 1. számú Polgári Gazdasági Elvi Döntés-ben foglaltaknak megfelelően a termék rendeltetésszerű használata mellett 6 hónap kötelező szavatosságot biztosít a jelen terméknek. A szavatossági igényt a vásárlás vagy kiszolgálás helyén lehet érvényesíteni a vásárlást igazoló blokkal, vagy a használati útmutatóval.

6. Gyártói Megfeleléségi Nyilatkozat:

A Rehab-Észak Kft. tanúsítja, hogy jelen termék a 4/2009 (III. 17) EüM orvostechnikai eszközökről szóló rendelet hatálya alá tartozónak nyilvánított, I. kockázati osztályú orvostechnikai eszköz. Megfelel a rendelet 1. számú mellékletében foglalt alapvető követelményeknek és rendelkezik a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg, a kezelő vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

**A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A KIHORDÁSI IDŐ VÉGÉIG
MEG KELL ŐRIZNI!**

