

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## RS-65 típusú Egyenes kapaszkodóhoz



**Ajánlás:** Alkalmazása ott indokolt, ahol a bot, mankó vagy járókeret nem használható és a stabilitást növelni szeretnénk. Biztonságossá teszi a kádban való felállást, ki-be szállást, valamint a zuhanyozást.

**Használati útmutató** A kapaszkodót 6db 5x50-es csavarral rögzítjük a falba, a mellékelt tiplik segítségével. A falazat jellegének megfelelően más dűbelt kell választani gipszkarton, gázbeton vagy

porózus anyagú falaknál. A szaküzletekben a megfelelő dűbel beszerezhető.

**Felhasznált anyagok:** szinterezett acélcső és acéllemez

**Figyelmeztetés:** A termék megfelelő rögzítése nagyon fontos!! Csak olyan falazathoz rögzíthető, ahol a kapaszkodás során biztonságosan terhelhető. Vályog falra nem szerelhető!

**Hossz méretek:** 30,40, 50, 60, 70, 80 cm.

**Tisztítás:** Szükség esetén kéz meleg, langyos vízzel, semleges mosószerrel lemosható.



A termék teljesíti orvostechnikai eszközökre vonatkozó 4/2009. (III.17.) EüM. rendelet előírásait.

**Gyártó és forgalomba hozó:**



# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## RS-65 típusú Egyenes kapaszkodóhoz



**Ajánlás:** Alkalmazása ott indokolt, ahol a bot, mankó vagy járókeret nem használható és a stabilitást növelni szeretnénk. Biztonságossá teszi a kádban való felállást, ki-be szállást, valamint a zuhanyozást.

**Használati útmutató** A kapaszkodót 6db 5x50-es csavarral rögzítjük a falba, a mellékelt tiplik segítségével. A falazat jellegének megfelelően más dűbelt kell választani gipszkarton, gázbeton vagy

porózus anyagú falaknál. A szaküzletekben a megfelelő dűbel beszerezhető.

**Felhasznált anyagok:** szinterezett acélcső és acéllemez

**Figyelmeztetés:** A termék megfelelő rögzítése nagyon fontos!! Csak olyan falazathoz rögzíthető, ahol a kapaszkodás során biztonságosan terhelhető. Vályog falra nem szerelhető!

**Hossz méretek:** 30,40, 50, 60, 70, 80 cm.

**Tisztítás:** Szükség esetén kéz meleg, langyos vízzel, semleges mosószerrel lemosható.



A termék teljesíti orvostechikai eszközökre vonatkozó 4/2009. (III.17.) EüM. rendelet előírásait.

**Gyártó és forgalomba hozó:**

