

Alterna®

Spirálban a biztonság és a komfort

ÚJ

Jobban tud
hajolni



Alterna® újítások

Páratlan spirális tapadó felszín

Két eltérő ragasztóanyag kombinációjából született a spirál formájú tapadó felszín.

Fokozottan hajlékony

- A tapadó felszín fokozottan hajlékony ➡ kényelmesebb közérzetet nyújt
- Hat flexi-zóna biztosítja a hajlékonyságot ➡ így szabadabb a testmozgás

Biztonságos

- Megbízhatóan rögzít a bőrhöz, mégsem fáj a levétele
- Ellanáll a felázásnak ➡ védi a bőrt az irritációtól

Bőrbarát

- Felszívja a bőrpárát ➡ átengedi a bőr légzését
- Megtartja a bőr normál pH értékét ➡ az egészség védelme érdekében

Hatékony szagszűrő

- Segíti a gázok szabad áramlását az egyedi pre-filter megakadályozva, hogy a szagszűrő elduguljon
- Csökkenti a felfújódási rizikót
- Jól semlegesíti a kellemetlen szagokat

Kényelmes viselet

- Jól illeszkedik a testkontúrokhöz
- Puha, erős anyag
- Vízálló ➡ könnyen szárad

Elrejthető HydeAway® ürítőnyílás

- Higiénikusan, egyszerűen biztosítja a nyíltvégű zacskók ürítését
- A beépített, kettős tépőzár kényelmet és biztonságot nyújt



Választék

	Megnevezés	Méret, szín	Kód	Nyílásméret
	Alterna Free 1-részes zártvégű sztómazacskó	mini, bőrszínű	13500	20–65 mm
	Alterna Free 1-részes zártvégű sztómazacskó	mini, átlátszó	13550	20–65 mm
	Alterna Free 1-részes zártvégű sztómazacskó	midi, bőrszínű	13516	20–65 mm
	Alterna Free 1-részes zártvégű sztómazacskó	midi, átlátszó	13560	20–65 mm
	Alterna Free 1-részes zártvégű sztómazacskó	maxi, bőrszínű	13533	20–75 mm
	Alterna Free 1-részes zártvégű sztómazacskó	maxi, átlátszó	13574	20–75 mm
	Alterna Free 1-részes zártvégű sztómazacskó	maxi, bőrszínű	13531	30–75 mm
	Alterna Free 1-részes zártvégű sztómazacskó	maxi, bőrszínű	13532	35–75 mm
	Alterna Free HydeAway 1-részes nyílt, elrejthető tépőzárás sztómazacskó	maxi, bőrszínű	17500	12–75 mm
	Alterna Free HydeAway 1-részes nyílt, elrejthető tépőzárás sztómazacskó	maxi, átlátszó	17501	12–75 mm
	Alterna Free HydeAway 1-részes nyílt, elrejthető tépőzárás sztómazacskó	midi, bőrszínű	17502	12–65 mm
	Alterna Free HydeAway 1-részes nyílt, elrejthető tépőzárás sztómazacskó	midi, átlátszó	17506	12–65 mm

FIGYELMEZTETÉS
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
Sztómaterápiás gyógyászati segédeszköz

Enterosztómák ellátásához