

Alterna®

Urosztóma zacskók

Spirálban a biztonság és a komfort

ÚJ

extra
hajlékony



Alterna[®] urosztóma zacskók

– spirálban a biztonság és a komfort

Hajlékonyabb

Az Alterna alaplapok két különböző ragasztóból állnak, rétegelve és a jellegzetes spirális formába feltekerve egyesítik az összetevőket. Az egyik réteg a bőrhez való megbízható tapadást biztosítja, a másik a nedvesség felszívásával védi a bőrt az irritációtól és lehetővé teszi a könnyű eltávolítást. A flexi-zónák a széleken jobb hajlékonyságot és szabadabb testmozgást biztosítanak.

Visszafolyást gátló szelepek

Hatásosan megakadályozzák a vizelet visszafolyását az urosztómába a speciális szelepek, így csökken a húgyúti infekciók és a bőrirritációk kockázata.

Puha, dugós kifolyócső

Könnyen kezelhető még a kézmozgásban korlátozott páciensek számára is a puha dugós leeresztő csap. Higiénikus a használata, mivel a leeresztés után nem maradnak vissza rajta vizeletcseppek.

Kényelem és diszkréció

Nagyobb diszkréciót nyújtanak a többrekeszes zacskók, mivel laposabbak és csökkentik a csobbanó hangokat. A kényelem és a diszkréció érdekében a dugós kimenet elrejtethető egy kis zsebben.

Selymes bélésanyag biztosítja az extra védelmet ott, ahol a zacskó hátoldala a bőrrel érintkezik. Minden zacskó zörgést csillapító és szagzáró tulajdonságú. A puha borítás gyorsan szárad fürdés után.



Választék

1részes Alterna urosztóma zacskók



Gyári kód	Leírás	Zacskó mérete	Sztóma mérete
17521	többrekeszes, fehér	maxi	10-55 mm
17522	többrekeszes átlátszó	maxi	10-55 mm
17523	többrekeszes, fehér	midi	10-55 mm
17524	többrekeszes átlátszó	midi	10-55 mm
17476	bőrszínű	maxi	10-55 mm
17477	átlátszó	maxi	10-55 mm

FIGYELMEZTETÉS

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
Sztómaterápiás gyógyászati segédeszköz