

ABC BASIC SZILIKONOS MELLPROTÉZIS TERMÉKLEÍRÁS

10222 Asymmetric Lightweight

Aszimmetrikus formájú könnyített szilikon anyagú mellprotézis, amely különösen a teljes emlő eltávolításának ellátására alkalmas tekintettel a hónalj alá nyúló oldalsó részre. Jobb vagy baloldali alkalmazásra.

A könnyített mellprotézisek különösen alkalmasak a nagyobb méretek illetve limfödémás esetek ellátásra, illetve ahol az érintett érzékeny a súly vállövre ható terhelésére.

Átlagosan telt mellprotézis

Méret: 1-12 bal, jobb

10242 Triangle Lightweight

Háromszög formájú szimmetrikus mellprotézis könnyített szilikonból, egyszerűsített masztektómia esetén alkalmazható, amennyiben a hónalji árok felé történő többletpótlás nem szükséges. A háromszögforma vertikálisan hosszított, elsősorban azokra a formákra alkalmazható, ahol a dekoltázs felé szükséges magas kiegyenlítés.

A könnyített mellprotézisek különösen alkalmasak a nagyobb méretek illetve limfödémás esetek ellátásra, illetve ahol az érintett érzékeny a súly vállövre ható terhelésére.

Átlagosan telt mellprotézis

Méret: 0 – 18

10272 Classic Triangle Lightweight

Háromszög formájú szimmetrikus mellprotézis normál súlyú szilikonból, egyszerűsített masztektómia esetén alkalmazható, amennyiben a hónalji árok felé történő többletpótlás nem szükséges. A háromszögforma horizontálisan szélesített, elsősorban azokra a formákra alkalmazható, ahol a dekoltázs felé nem szükséges magas kiegyenlítés.

Átlagos telt mellprotézis

Méret: 1-12

10274 Classic Triangle Standard

Háromszög formájú szimmetrikus mellprotézis könnyített szilikonból, egyszerűsített masztektómia esetén alkalmazható, amennyiben a hónalji árok felé történő többletpótlás nem szükséges. A háromszögforma horizontálisan szélesített, elsősorban azokra a formákra alkalmazható, ahol a dekoltázs felé nem szükséges magas kiegyenlítés.

A könnyített mellprotézisek különösen alkalmasak a nagyobb méretek illetve limfödémás esetek ellátására, illetve ahol az érintett érzékeny a súly vállövre ható terhelésére.

Átlagos telt mellprotézis

Méret: 1-14

1004 Teardrop Standard

Normál súlyú szilikon mellprotézis szimmetrikus, ovális formában. A mellprotézis oldalra és hosszanti megoldásban is alkalmazhatjuk. Az oldalra vezetett ellátás főként a hónalji nyirokcsomóállomány eltávolítása esetén és a dekoltázs viszonylatos érintetlensége mellett javasolható. A hosszanti ellátás pedig idősebb korúak ellátására a hónalji szekció megtartottsága mellett jellemző.

Kifejezetten telt mellprotézis

Méret: 1-12

1044 Standard Triangle

A mell természetes súlyát leginkább reprezentáló normál súlyú mellprotézis szimmetrikus, háromszög formában, a teljes emlő és esetlegesen a kis mellizom részleges eltávolítása esetén történő szövetpótlásra.

A forma hosszanti irányban némileg hosszított, amely főként a dekoltázs részt érintő szöveteltávolítás esetén alkalmas az optimális kiegyenlítésre.

Átlagos telt mellprotézis

Méret: 1-18